



NOPEA
MITTAUSTULOS

Viljan hometoksiinien pikatestit

mm. DON ja T-2/HT-2 R-Biopharm RIDA® SMART APP -sovelluksella

Nopeat mittaustulokset tehostavat viljan käsittelyä maataloilta elintarviketuotantoon!

R-Biopharm RIDA®QUICK -testiliuskojen avulla viljan hometoksiinien pitoisuudet saadaan määritettyä omatoimisesti alle puolessa tunnissa. Tulokset luetaan joko uudella RIDA®SMART BOX -lukijalaitteella tai yhteensopivalla puhelimella.

Saatte Mediqiltä lähes kaikki mittauksissa tarvittavat välineet edullisena kertahankintana – vain testipakkauksia tilataan lisää käytön mukaan. Asiantuntijamme opastuksella mittausten menetelmät tulevat tutuksi parissa tunnissa.

- DON 250–50 000 µg/kg
- T-2/HT-2 50–10 000 µg/kg
- Saatavana myös Aflatoksiini, Tsearalenoni ja Fumonisiini -testit
- Käyttövalmiit testipakkaukset
- 20 testiä pakkauksessa
- Testien nopeat toimitukset Espoon varastosta
- SMART BOXin ohjaus Android-puhelimella
- Puhelinmittauksiin soveltuvien puhelimien tiedot meiltä
- RIDA® SMART APP -sovellus on maksuton

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Veijo Porkka, tuotepäällikkö
puh 050 429 2220, veijo.porkka@mediq.com



Markkinoija Suomessa:

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo. Puh. 020 112 1510, www.mediq.fi

