

Ensihoidon tuotevalikoima

2012

 **MEDIQ**
SUOMI



Arvoisa asiakkaamme,

Toukokuussa 2011 voimaan tulleen uuden terveydenhuoltolain mukaan vastuu ensihoidon järjestämisestä siirtyy kunnilta sairaanhoitopiireille. Siirtymäaika kestää vuoden 2012 loppuun. Uudistuksen tavoitteena on luoda kattava ja tasapuolinen ensihoitojärjestelmä koko maahan siten, että sairaankuljetus ja ensihoito yhdistetään tiiviisti terveydenhuollon palveluketjuun, jotta se muodostaisi alueellisen kokonaisuuden ja saumattoman palveluketjun sairaaloiden päivystystoiminnan kanssa. Toiminta suunnitellaan kokonaisuutena alueellisten tarpeiden ja tarjolla olevien päivystyspisteiden mukaan siten, että väestö saa mahdollisimman tasavertaiset palvelut.





Tämä muutos vaikuttaa myös ensihoidon hankintoihin. Me Mediq Suomessa valitsimme tähän esitteeseen muutamia tuotteita, jotka ovat apuna ja tukena ensihoidon kriittisissä tilanteissa. Mikäli et löydä tästä kaipaamiasi tuotteita, ota yhteyttä asiakaspalveluumme **puh. 020 112 1510 tai asiakaspalvelu@mediq.com**. Kerro meille myös muita ajatuksiasi ensihoidon tuotteista tai tuotekoulutuksista. Valikoimassamme on tällä hetkellä 20 000 eri nimikettä ja täydennämme sitä aktiivisesti asiakkaittemme toiveiden mukaisesti laajasta toimittajaverkostostamme.

Ensihoitoterveisin



Sari Paukku-Sani
asiakkuusjohtaja
Mediq Suomi Oy

Sisällys

	Yhteystiedot.....	3
	Hapetus ja ilmatiet.....	4-8
	Sydän ja verenkierto	9-15
	Sidonta ja haavanhoito	16-20
	Suojaus ja peittäely.....	21-23
	Kanylointi	24-25
	Diagnostiikka	26-27
	Perushoidon tuotteet	28-29
	Desinfektio.....	30

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 8-16.

Nettikauppa palvelee 24 h vuorokaudessa kotisivuillamme osoitteessa www.mediq.fi → [webshop](#)

Terveydenhuollon, laboratorion ja kuvantamisen tarvikkeiden ja laitteiden asiakaspalvelun yhteystiedot:

Tilaukset:

Puhelin 020 112 1510

Faksi 020 112 1511

asiakaspalvelu@mediq.com

Tarjouspyynnöt: tarjoukset@mediq.com

Lisätietoja tuotteista

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mediq.com

Tuula Boffour

Tuotepäällikkö, puh. 020 112 1614

Nesteen- ja verensiirto, neulat, ruiskut, kanyylit, desinfektio, Splash Shield -maskit



Petri Ranki

Tuotepäällikkö, puh. 020 112 1718

Verenpainemittarit, alkometri



Pirjo Österlund

Tuotepäällikkö, puh. 020 112 1774

Hapenannotuotteet, happisaturaatio, CPAP, Thermoflect



Eeva Honkasalo

Tuotepäällikkö, puh. 020 112 1634

Sidonta ja haavanhoito



Jarmo Rintala

Myyntiedustaja, puh. 020 112 1724

Laryngoskoopit, imut, stetoskoopit



Pia Wahtera-Mattsson

Tuotepäällikkö, puh. 020 112 1770

Maskit, esiliinat, käsineet



Hannu Vuorisääri

Tuotepäällikkö, puh. 020 112 1767

EKG-laitteet ja elektrodit, valvontamonitorit, kuumemittarit



Niina Votkin

Tuotepäällikkö, puh. 020 112 1762

HemoCue-hemoglobiini- ja glukosimittarit



Marja Helenius

Tuotepäällikkö, puh. 020 112 1630

Diatermialaitteet



Marko Niironen

Tuotepäällikkö, puh. 020 112 1695

i-STAT-vieritestausanalysointori



www.mediq.fi

Hapetus ja ilmatiet

Imut

Dominant 50 -imulaite pöytämalli

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
28825	1 kpl	057.2115



Dominant 50 -imulaite jalustalla

Medelan Dominant 50 -imulaite on tarkoitettu suurta imutehoa vaativaan käyttöön. Laite on jalustallinen, mutta sitä saa myös kannettavana mallina. Laitteen imuteho on 50 litraa minuutissa, enimmäisalipaine -90 kPa. Laitteessa voi käyttää Medelan kestäkäyttöisiä imupulloja tai Serreksen kertakäyttöisiä imupusseja. Virtakytkin on sekä laitteessa että jalustassa.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
67145	1 kpl	057.0115	

Imupussit ylitäyttösuojalla ja suodattimella



Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
65678	1 l	36 kpl	57157	301308
65679	2 l	24 kpl	57167	310966
65680	3 l	24 kpl	57187	013640

Imupurkki + kulmaliitin



Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
65681	1 l	kirkas	1 kpl	57308	305095
65687	2 l	kirkas	1 kpl	57328	013643
65688	3 l	kirkas	1 kpl	57348	013644
1701701	1 l	sininen	1 kpl	57309	013643
1701700	2 l	sininen	1 kpl	57329	013643

Intubaatio

F.O.-laryngoskoopin paristokädensija

Standardimallinen F.O. -kädensija kahdelle C-paristolle (ilman paristoja). Heine XHL ksenonhalogeenipolttimolla jopa 40 % enemmän valotehoa.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
64968	1 kpl	F-001.22.860	022005



F.O.-laryngoskoopin kädensija 3,5V ladattava

Standardimallinen F.O. NT ladattava kädensija NiMH-akulla. Heine XHL ksenon-halogenipolttimolla varustetut kädensijat tuottavat jopa 40 % enemmän valotehoa. Ladattavat kädensijat ovat aina valmiina käyttöön ja ladattavat akut ovat ympäristöystävällisempiä kuin tavalliset paristot.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
62935	1 kpl	F-002.22.863	022006



NT 300 -pöytälataaja laryngoskoopin kädensijoille

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1201355	130 x 60 x 75 mm	1 kpl	X-002.99.495	022011



F.O.Macintosh Classic+ -lastain kokometallinen

Kuituoptyisissa lastaimissa on HEINE HiLite® valokuitukimppu, joka koostuu jopa 6500 yksittäisestä mikrovalokuidusta, kokonaispoikkipinta 4,3 mm. Valokuitukimppu siirtää tehokkaasti valoa ja kestää kovaa käyttöä. Sen tärkeimpiä etuja ovat 100 % suurempi poikkipinta kuin edellisissä malleissa, valotehon lisääntyminen ja pienempi herkkyys autoklaavikäsittelylle. Lastaimet eivät tarvitse koskaan huoltoa. Tasaiset sileät pinnat on helppo puhdistaa ja steriloida. Classic-lastaimissa ei ole liitosruuveja, ulkoisia valoputkia eikä ylimääräisiä rakoja, jotka voisivat likaantua. Lastaimet ovat yhteensopivia kaikkien ISO 7376:n mukaisten kädensijojen kanssa (vihreä standardi). Taulukon koko-mitat tarkoittavat lastaimen kokonaispituus x päätyaukon leveys.



Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
25611	no 0 82 x 9mm	1 kpl	F-000.22.100	323108
20373	no 1 93 x 11 mm	1 kpl	F-000.22.101	323109
62689	no 2 115 x 13 mm	1 kpl	F-000.22.102	323110
62690	no 3 135 x 15 mm	1 kpl	F-000.22.103	323111
62693	no 4 155 x 15 mm	1 kpl	F-000.22.104	323112
23098	no 5 176 x 15 mm	1 kpl	F-000.22.105	323113

Paed -pediatriset lastaimet täysmetallinen

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
20372	no 0 82 x 12mm	1 kpl	F-000.22.110	323108
62688	no 1 95 x 13mm	1 kpl	F-000.22.111	323109

Kertakäyttölastaimet tehdaspuhdas

Mediğin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
26788	Miller kk lastain No 0	1 kpl	F-000.22.771	
26808	Miller kk lastain No 1	1 kpl	F-000.22.772	
1501355	Macintosh kk-lastain No 1	1 kpl	F-000.22.761	
25766	Macintosh kk-lastain No 2	1 kpl	F-000.22.762	314336
25767	Macintosh kk-lastain No 3	1 kpl	F-000.22.763	314337
25768	Macintosh kk-lastain No 4	1 kpl	F-000.22.764	314338



Intubaatioputki cuff Murphy

Mediäin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1200810	4,0 mm	10 kpl	112482 MM 4,0	002619
1200811	4,5 mm	10 kpl	112482 MM 4,5	002620
1200812	5,0 mm	10 kpl	112482 MM 5,0	301689
1200813	5,5 mm	10 kpl	112482 MM 5,5	301690
1200814	6,0 mm	10 kpl	112482 MM 6,0	309623
1200815	6,5 mm	10 kpl	112482 MM 6,5	309624
1200816	7,0 mm	10 kpl	112482 MM 7,0	309234
1200817	7,5 mm	10 kpl	112482 MM 7,5	309235
1200818	8,0 mm	10 kpl	112482 MM 8,0	309236
1200819	8,5 mm	10 kpl	112482 MM 8,5	309237
1200820	9,0 mm	10 kpl	112482 MM 9,0	309238
1200821	9,5 mm	10 kpl	112482 MM 9,5	002621
1200822	10 mm	10 kpl	112482 MM 10	002622



Intubaatioputki cuffiton

Mediäin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
15846	2,0 mm	10 kpl	100382 MM 2,0	300573
1200830	2,5 mm	10 kpl	100382 MM 2,5	301698
1200831	3,0 mm	10 kpl	100382 MM 3,0	301699
1200832	3,5 mm	10 kpl	100382 MM 3,5	301700
1200833	4,0 mm	10 kpl	100382 MM 4,0	301701
1200834	4,5 mm	10 kpl	100382 MM 4,5	301702
1200835	5,0 mm	10 kpl	100382 MM 5,0	301703
1200836	5,5 mm	10 kpl	100382 MM 5,5	301704
1200837	6,0 mm	10 kpl	100382 MM 6,0	301705
1200838	6,5 mm	10 kpl	100382 MM 6,5	301706
1200839	7,0 mm	10 kpl	100382 MM 7,0	301707



CPAP-hoito

CPAP-setti

Mediäin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1201802	CPAP-setti (m.L + filt. + letk. + 5 cm H ₂ O PEEP)	10 kpl	038-35-940	002467



CPAP-maskit

Mediäin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1201801	CPAP-maski koko M	10 kpl	038-35-931	323879
1201800	CPAP-maski koko L	10 kpl	038-35-930	323879



CPAP-pääremmi maskeihin

Mediäin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1201803	10 kpl	038-35-934	016180



PEEP-venttiilit

Mediqn tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1202009	PEEP-venttiili 2.5 cm H ₂ O, musta	5 kpl	038-35-902	002469
1202010	PEEP-venttiili 5 cm H ₂ O, sininen	5 kpl	038-35-905	002469
1202011	PEEP-venttiili 7.5 cm H ₂ O, keltainen	5 kpl	038-35-907	002469
1202012	PEEP-venttiili 10 cm H ₂ O, vihreä	5 kpl	038-35-910	002469
1202013	PEEP-venttiili 12.5 cm H ₂ O, pinkki	5 kpl	038-38-912	002469
1202014	PEEP-venttiili 15 cm H ₂ O, punainen	5 kpl	038-35-915	002469
1202015	PEEP-venttiili 20 cm H ₂ O, ruskea	5 kpl	038-35-920	002469



Happimaskit

Hudson-hapenantaamarit ja -letkut

Kattava valikoima happimaskeja sekä aikuisille että lapsille eri käyttötarkoituksiin.

Mediqn tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1200301	Aikuisten happimaski	50 kpl	1049	002470
1200313	Aikuisten happimaski pussilla yksisuunta	50 kpl	41060	002473
1200300	Aikuisten happimaski letkulla	50 kpl	1041	301513
1200307	Aikuisten happimaski pussilla ja 210 cm:n letkulla	50 kpl	41007	002473
1200311	Lasten happimaski	50 kpl	41050	002471
1200310	Lasten happimaski letkulla	50 kpl	41042	002472



Ventimask-hapenantaamarit

Mediqn tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
67299	Ventimask 24 % hapenantaamari	50 kpl	037-10-001	002479
67303	Ventimask 28 % hapenantaamari	50 kpl	037-10-002	002480
67302	Ventimask 35 % hapenantaamari	50 kpl	037-10-003	002482
67301	Ventimask 40 % hapenantaamari	50 kpl	037-10-004	002483
67300	Ventimask 60 % hapenantaamari	50 kpl	037-10-005	002484



Avoin Oxymask-happimaski

Säädettävä happimaski. Avoin happimaski helpottaa hoitajan ja potilaan välistä kommunikointia ja vähentää maskin aiheuttamaa ahdistusta. Maski on turvallinen, jos hapentulo keskeytyy tai potilas oksentaa. Aspiraation vaara vähenee. Maskin avoimuus mahdollistaa suun ja nielun imemisen nopeasti. Maski ei haittaa NML:n käyttöä. Voidaan käyttää alhaisilla ja korkeilla happivirtauksilla 1-40 l/min.

Mediqn tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1200292	Oxymask kk 24-90 % happimaski S/M	25 kpl	OM-1125-8	302274
1200294	OxyPlus kk 24-90 % happimaski L	25 kpl	OP-1125-8	302274
1200296	OxyKid kk 24-90 % happimaski lasten	25 kpl	OK-1125-8	002478



Multivent-naamarit

Multivent-naamari on aikuisten venturinaamari seitsemällä eri säätömahdollisuudella. Hapikonsentraatio on säädettävissä: 24 - 50 %. Pehmeää muovia, säädettävä nenänpidike ja sumuttimen liitosmahdollisuus. Mukana 210 cm:n letku.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1200314	50 kpl	41088	302274





Elvytyspalje maskilla ja happivaraajapussilla kk

Hudson Lifesaver-käsiventilaattorit ovat kertakäyttöisiä. Pakkaus sisältää: naamarin, sisäänhengitysventtiilin, palkeen ja hapen reservoir-säiliön. Sisältö on sama vastasyntyneiden, lasten ja aikuisten käsiventilaattoreissa, mutta maskin koko vaihtelee. Lasten malleissa pop-off-venttiili.

Mediijin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1200347	Elvytyspalje KK maskilla neonataali	6 kpl	45362	002788
1200348	Elvytyspalje KK maskilla lasten	6 kpl	45367	002787
1200349	Elvytyspalje KK maskilla aikuisten	6 kpl	45372	002786



Elvytyspussit

Mediijin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
53599	Elvytyspussit kk.	1 kpl	1921	002059
42319	Elvytyspussit-avaimenperä	1 kpl	1925	002059



TracheoQuick set -häätätrakeostomiasetti

Häätätrakeostomiasetit aikuisille ja lapsille. TracheoQuick-häätätrakeostomiasettejä käytetään ylähengitysteiden avaamiseen hätätilanteissa, kun intubaatio ei onnistu tai trakeostomian teko ei ole mahdollista turvallisesti ja nopeasti. TracheoQuick Set sisältää seuraavat häätätrakeostomiaan tarvittavat välineet: coniotomia kanyyli, joustava jatkoletku, leikkausveitsi, yksisuuntainen ruisku ja kiinnitysnauha. Tuote on steriili ja kertakäyttöinen.

Mediijin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
35585	Tracheoquick set 2,0 mm	1 kpl	120600 MM 2,0	300131
25985	Tracheoquick set 4,0 mm	1 kpl	120600 MM 4,0	300131
1201201	Häätätrakeostomiasetti cuffillinen	1 kpl	120604-000040	300131



VM-2500

HIILIDIOKSIDIN JA SATURAATION SEURANTAAN

- Erinomainen apu intubaatioputken oikean sijainnin varmistamiseen
- Nopea lämpiämisaika, hiilidioksidiarvo luotettava jo 10 sekunnin kuluttua
- Selkeä värinäyttö: EtCO₂, FiO₂, SpO₂, hengitysfrekvenssi ja syke, sekä kapnografia- ja pletysmografiakäyrät
- Ei vaadi kalibrointia

LISÄTIETOJA

Pirjo Österlund, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1774, pirjo.osterlund@mediq.com



TUOTETTA VOI KÄYTTÄÄ YHDESSÄ SOUTHMEDICIN HIILIDIOKSIDIPORTILLISEN MASKIN KANSSA!

Sydän ja verenkierto

Nesteen- ja verensiirto



Codan-nesteensiirtoletku V86

Codan tarjoaa täydellisen valikoiman nesteen- ja verensiirtolaitteita. Luotettava liitäntä on tärkeä tekijä kaikissa nesteensiirroissa. Codan-siirtolaitteissa on luer-lock -yhdistäjä.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
57531	100 kpl	43.4312	002904



Ez Regulator infuusioletkusto nopeudensäädöllä ml/h

Ez Regulator on infuusioletkusto, jonka avulla voit tiputtaa lääkkeitä ja nesteitä nopeudella 5-300 ml/h. Infuusioletkustossa on nopeudensäädin ja nopeutta voi muuttaa yhdellä kädellä. Ez Regulator soveltuu hyvin vuodeosastoille, kotisairaalaan ja ensihoitoon.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1201302	25 kpl	EZN110	



Codan-verensiirtoletku B93 pusseille

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
15840	100 kpl	45.4424	002906

Happisaturaatio

Masimo RAD 57 -pulssioksimetri

Rad 57 on nopea ja helppo ottaa käyttöön. Ei vaadi kalibrointia. Rainbow-tekniikka mahdollistaa kivuttoman mittaamisen sormianturilla. Pienikokoinen, toimii paristoilla.



Mediğin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
1201793	RAD-57 O ₂ + CO+ Hb	1 kpl	9216, 2296, 2630
1202006	RAD-57 SpO ₂ , Hb, CO, Met	1 kpl	9216+2762+2405
1501933	RAD-57C pulssioksimetri ja häkämittari	1 kpl	9216 (2296 + 2201)

Masimo RAD-5 -pulssioksimetri

Masimo SET -tekniikkaa käyttävä kannettava pulssioksimetri. Soveltuu käytettäväksi vastasyntyneillä, lapsilla ja aikuisilla. Tarkoitettu satunnaistesteihin ja lyhytaikaiseen seurantaan. Paristokäyttöinen. Säädettävät hälytysrajat ja keskiarvoistamisaika. Mittausalue: SpO₂ 1-100 %, pulssitaajuus 25-240 BPM, perfuusio 0,02-20 %. Mitat: 15,7x7,6x3,6 cm, paino 317 g.



Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
1200102	1 kpl	9196

Masimo RAD-5v -pulssioksimetri

Masimo SET -tekniikkaa käyttävä kannettava pulssioksimetri. Soveltuu käytettäväksi vastasyntyneillä, lapsilla ja aikuisilla. Tarkoitettu satunnaistesteihin ja lyhytaikaiseen seurantaan. Paristokäyttöinen. Mittausalue: SpO₂ 1-100 %, pulssitaajuus 25-240 BPM, perfuusio 0,02-20 %. Mitat: 15,7 x 7,6 x 3,6 cm, paino 317 g.

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
1201175	1 kpl	9197



Masimo RAD-8 -pulssioksimetri

Kannettava pöytämallinen pulssioksimetri, joko vaaka- tai pystynäytöllä. Verkkovirta-/akku-käyttöinen (akun kesto n. 8 h). Mittaa luotettavasti happisaturaation ja pulssitaajuuden myös matalan perfuusio- ja liikkeen aikana. Säädettävät hälytysrajat ja keskiarvoistamisaika. Mitat: 208 x 15,2 x 7,6 cm, paino 908 g.

Mediqin tuotenro	Malli	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
1201178	vaakamalli	1 kpl	9190 (WITH 2059)
1201179	pystymalli	1 kpl	9191 (WITH 2059)



VM-2500 -pulssioksimetri/CO₂-mittari

Kestävä ja ergonominen muotoilu. Nopea lämpiämisaika, hiilidioksidiarvo luotettava jo 10 sekunnin kuluttua. Selkeä värinäyttö: EtCO₂, FiO₂, SpO₂, hengitysfrekvenssi, syke sekä kapnografia- että pletysmografiakäyrät. Ei vaadi kalibrointia. Sopii sekä intuboidulle että spontaanisti hengittävälle potilaalle.

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
1501782	1 kpl	4410520



EKG-laitteet ja -tarvikkeet

Mortaran mallivalikoimasta löytyy sopiva ekg-laite useimpiin käyttötarkoituksiin - kysy lisää! Laitteissa kattavat tiedonsiirto-ominaisuudet sekä useita käyttöä helpottavia ominaisuuksia, mm. langaton rekisteröinti.

ELI 10 EKG-laite

ELI 10 on pienikokoinen ja kevyt 12-kytkentäinen ekg-laite. Tunnustettu tulkintaohjelma, täydellinen näppäimistö. Sisäinen muisti 60 ekg:lle. Mitat 17,2 x 13,5 x 3,8 cm (ilman telakkaa). Paino 0,54 kg sisältäen akun. Toimii verkkovirralla tai akulla.

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
1502188	1 kpl	ELI10-CAD-ADEAD





ELI 230 EKG-laite

ELI™ 230 on täysiverinen lepo-ekg-laite pienestä koosta huolimatta. Helppo käyttää, laadukas signaali, tunnustettu tulkintaohjelma, A4-kokoinen tuloste, suomenkielinen. Tarkka LCD-värinäyttö. Laitteen saa joko tavanomaisella potilaskaapelilla tai langattomalla rekisteröintiyksiköllä. Toimii joko verkkovirralla tai akulla. Akun varaus riittää 200 ekg:n rekisteröintiin. Mitat 29,2 x 20,3 x 10,2 cm, paino 3,63 kg sisältäen akun (ilman paperia).

Mediijin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
1501690	1 kpl	ELI230-BDB-ADXXX



ELI 250 C EKG-laite

12-kytkentäinen lepo-ekg-laite. Suomenkielinen käyttöympäristö. Erittäin selkeä värinäyttö, tunnustettu tulkintaohjelma, A4-kokoinen tuloste. Sisäinen muisti 100 ekg:lle. Langaton rekisteröintimahdollisuus. Toimii joko verkkovirralla tai akulla. 5 min. ekg-muisti ja paras 10 sek. -toiminto.

Mediijin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
1502272	ELI 250C DDB-ADAAX	1 kpl	DDB-ADAAX

Skintact EKG-elektrodit

Mediijin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
79409	Skintact FS-RB4 lepoelektrodi banaani-kiinnityksellä	10 x 3 kpl	58036	312798
1502343	F-RG1-nepparielektrodi lyhytaikaiseen valvontaan	30 kpl	59405	
4628954	FS-RG-nepparielektrodi yleiskäyttöön	30 kpl	59659	
20630	Skintact F-521 valvontaelektrodi nepparilla, kiinteä geeli	30 kpl	58017	018285



Spectra 360 -elektrodigeeli

Elektrodigeeli kaikenlaisiin sähkölääketieteellisiin toimenpiteisiin. Kostuttaa ihon vähentäen näin vastusta. Ei sisällä suoloja eikä klorideja.

Mediijin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
69454	60 g	60 g	12-02	011914
69455	250 g	250 g	12-08	011914



Signa EKG-geeli

Hyvin johtava monikäyttöinen elektrodigeeli mm. defibrillaatioihin, EKG- ja EMG-tutkimuksiin.

Mediijin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
90231	250 g	250 g	15-25	011914

Stetoskoopit

Heine GAMMA C -stetoskooppi

Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa kalvo-osassa on ainutlaatuisen syvä kuuntelukartio, joka lisää ääniherkkyyttä ja soveltuu erityisesti matalien äänien kuunteluun esim. kardiologisissa tutkimuksissa. Kaksoisletkusto on lateksiton ja sen paksuseinäinen rakenne vähentää häiriöääniä ja parantaa äänen kulkua letkustossa. PVC-muoviset renkaat sekä kalvo-osassa että kartiossa ehkäisevät kylmyyden tunnetta potilaan iholla. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaaret ja jousisto lisäävät kestävyyttä ja käyttömukavuutta. Pehmeät korvaoliivit vaimentavat häiriöääniä. Pakkaus sisältää pienet ja suuret pehmeät korvaoliivit sekä ylimääräisen kuuntelukalvon.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
66465	1 kpl	M-000.09.931	016476



Verenpainemittarit

Omron M6 Comfort -verenpainemittari

Näyttää ylä- ja alapaineen sekä pulssin. 90 mittauksen muisti, 3 viimeisen mittauksen keskiarvotoiminto. Päivämäärä ja kellonaika. Comfort-mansetti M-L-koko 22-42 cm.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
90300	1 kpl	10030	102130



AND UA-767 -verenpainemittari

Kliinisesti validoitu. Rytmihäiriötunnistin IHB. 30 mittauksen muisti + keskiarvolukema. Sisältää pehmeän M-kokoisen (22-32 cm) mansetin ja kantolaukun. Saatavissa lisävarusteena L (32-45 cm) mansetti, jatkoletku ja verkkovirtalaite. Valaistu käynnistuspainike. Takuu 3 vuotta.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1501603	1 kpl	ORIA053	102130



AND UM-101 A -verenpainemittari

AND UM 101 A auskultatorinen verenpainemittari ei sisällä elohopeaa. Nestekidenäyttö toimii samalla tavalla kuin elohopeanäyttö. Mukana M-kokoinen mansetti 22-33 cm, lisävarusteena saatavissa myös S- ja L-koon mansetit. Verenpaineen mittaus mmHG 0-300 mmHG, pulssin mittaus 30-200 lyöntiä minuutissa. Mittaustarkkuus: paine +/- 3 mmHG, pulssi +/- 5%. Väri lila. Paino 1 kg. Koko: (L x K x S) 98 x 323 x 66 mm. Virtalähde alkali-sormiparitot (LR6 tai AA). Mittarin näyttökulmaa voidaan säätää 0-90 asteeseen. Takuu 3 vuotta.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1501994	1 kpl	ORIA060	016072



Valvontamonitorit

Kysy lisää - valikoimassa myös paljon muita potilasmonitorimalleja!



iMEC 12 -potilasvalvontamonitori

Mediğin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
1502419	iMEC 12 -potilasvalvontamonitori	1 kpl	IMEC 12-ABBA



Mindray VS-800 potilasvalvontamonitorit

Mindray-monitorit soveltuvat aikuisten, lasten ja vastasyntyneiden valvontaan. Monitoreissa on helppokäyttöinen ja selkeä käyttöliittymä sekä suurinumeroinen LED-värinäyttö. Tarkka LCD 3,4" FSTN -näyttö: trenditaulukot, SpO₂ -käyrä, pulssioksimetri (VS 800-II), visuaaliset hälytykset ja äänihälytykset säädettävissä, trendimuisti sekä monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet. Monitori on akku- ja verkkovirtakäyttöinen.

Mediğin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
A11129	Potilasvalvontamonitori VS-800 I NIBP	1 kpl	VS-800 I
A11130	Potilasvalvontamonitori VS-800 II NIBP + SPO ₂	1 kpl	800-ABBBA-XX



PM 7000 -valvontamonitori

PM-7000 kannettava valvontamonitori sopii aikuisten, lasten ja vastasyntyneiden valvontaan. Helppo suomenkielinen käyttöliittymä. Selkeä 10,4" värillinen TFT-näyttö. EKG, hengitysfrekvenssi, noninvasiivinen verenpaine, SpO₂ lämpöanturi (2 kanavaa), arytmia-analyysi, ST-analyysi. Akku- tai verkkovirtakäyttöinen.

Mediğin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
A12035	PM7000 potilasvalvontamonitori kannettava	1 kpl	7K-MBAAB-XXXXXX

Diatermialaitteet ja -tarvikkeet

Aaron A940 -koagulaattori 40W

Aaron 940 -diatermialaite on tarkoitettu pienien vuotojen, kuten nenäverenvuotojen ja haavojen tyrehdyttämiseen. Soveltuu hyvin myös ns. pattikirurgiaan. Ulostuloteho 40 W. Monopolaari ja bipolaarimuoto. Laitteen paino 1,4 kg ja koko 15,9 x 22,2 x 11,4 cm (K x L x S). Sisältää: laite A940, verkkojohto, käsikappale (A901), seinäkiinnitystarvikkeet (A837) ja käyttöohje.



Mediğin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1003164	A940-koagulaattori 40 W	1 kpl	A940 - 240V	

Aaron -suora neulaelektrodi



Mediğin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
05055	Aaron -suora neulaelektrodi	1 kpl	A833	

Aaron-palloelektrodit



Mediğin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
13499	Aaron -suora palloelektrodi 5 mm	1 kpl	A832	
13948	Aaron -taivutettu palloelektrodi 2 mm	1 kpl	A831	

ES 120 -diatermialaite

Pienikokoinen ja kevyt. Selkeä ja helppo käyttää. Erinomainen, kun pikkulaitteissa ei riitä teho ja leikkaussalidiatermia on turhan tehokas. Yhteensopiva myös muiden valmistajien varusteiden kanssa. Leikkaava teho: puhdas leikkaava virta 120 W, sekavirta 80 W, polttava teho; tavallinen 80 W ja bipolaari 80 W. Paino 3 kg, mitat 35 x 24 x 10 cm (l x s x k).



Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
1003379	1 kpl	100-015

PERUSKÄYTTÖÖN

Mindray-potilas- valvontamonitorit



Laadukkaat ja helppokäyttöiset Mindray-monitorit ovat saatavissa erilaisilla kokoonpanovaihtoehdoilla käyttötarkoituksen mukaan. Vaihtoehtoina mm. VS-800 pelkällä verenpaineenmittauksella tai verenpaineen- ja SPO2-mittauksella. Lisäksi laitteeseen on saatavissa lämmönmittaus sekä tulostin.

LISÄTIETOJA

Hannu Vuorisaari, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1767, hannu.vuorisaari@mediq.com

Rad 57

HIILIMONOKSIDIN JA TOTAALI- HEMOGLOBIININ SEURANTAAN

Uusi Rad 57 mahdollistaa nyt myös hemoglobiinin jatkuvan seurannan hiilimonoksidin ja happisaturaation lisäksi.

- Nopea ja helppo ottaa käyttöön
- Ei vaadi kalibrointia
- Rainbow-tekniikka mahdollistaa kivuttoman mittaamisen sormianturilla
- Pienikokoinen - kulkee mukana
- Laite toimii paristoilla

LISÄTIETOJA

Pirjo Österlund, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1774, pirjo.osterlund@mediq.com



Sidonta ja haavanhoito



Suprasorb® F -kiinnittyvä haavakalvo ston

Suprasorb® F -puoilläpäisevä haavakalvo on läpinäkyvä, äärimmäisen ohut polyuretaanikalvo. Se on elastinen ja mukautuva kuin toinen iho. Sopii puhtaiden pinnallisten ja vähän erittävien haavojen peittämiseen, sekä erityisesti suojaamaan uutta epitelisoitunutta kudosta, kunnes se on täysin parantunut, esim. säärihaavojen hoidossa. Haavakalvo voi olla paikallaan pidempiäkin aikoja. Se pysyy iholla luotettavasti ja on ihoystävällinen polyakrylaattiliiman ansiosta. Ohut kalvo estää mikrobeja pääsemästä haavaan ja suojaa sitä suihkun ja kylvyn aikana. Koska haavakalvo on läpinäkyvä, haavaa on helppo tarkkailla.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
20009	10 cm x 10 m	läpinäkyvä	1 rll	20468	002139
20014	15 cm x 10 m	läpinäkyvä	1 rll	20469	322862

Esmark-side

Paineside verenvuodon tyrehtyttämiseen.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
1000868	15 x 274 cm	20 kpl	35-609
1000869	15 x 365 cm	20 kpl	35-612



Klinion Exsupad -haavatyyny tehdaspuhdas

Täyte 100 % hydrofiilinen puuvillavanu, takapinta 100 % hydrofobinen puuvilla. Klinion Exsupad on valkoinen haavatyyny, jonka materiaali on haavaan tarttumaton puuvillakuitukangasta. Haavatyynyn ulkopinta on kosteuden kestävä. Käytetään ensimmäisenä ja toisena sidoksena. Tarvitsee erillisen kiinnityksen. Exsupad-haavatyynyä ei voi leikata ja se on kertakäyttöinen. Suojaa haavaa ulkoiselta kontaminaatiolta ja imee itseensä haavaeritettä (erittäin suuri imukyky). Käytetään haavan peittämiseen ja haavaeritteen imemiseen. Voidaan käyttää runsaasti erittävien haavojen peittämiseen.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1004433	9 x 12 cm	100 kpl	170075	002222
1004430	10 x 20 cm	25 kpl	170070	002223
1004431	10 x 20 cm	50 kpl	170072	002223
1004432	20 x 20 cm	50 kpl	170073	002224
1004428	20 x 30 cm	50 kpl	170067	002225
1004429	20 x 40 cm	50 kpl	170069	002226



Solvaline® N -haavatyyny steriili


Tarttumaton polyesterikalvo haavatyynyn kummallakin puolella, täyte puuvillaa. Perforoidun pinnan ansiosta voidaan käyttää molemmin puolin. Sopii erityisesti pintahavoihin, hankaumiin ja muihin vähän erittäviin haavoihin, palovammoihin sekä peittositeeksi.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
75541	5 x 5 cm	valkoinen	100 kpl	23230	002214
75542	10 x 10 cm	valkoinen	100 kpl	23231	301434
75543	10 x 20 cm	valkoinen	50 kpl	23232	301412
75544	20 x 30 cm	valkoinen	25 kpl	23233	301411

Vliwazell®-haavatyyny steriili

Vliwazell® imukykyinen haavatyyny runsaasti erittäville haavoille. Ihoystävällinen 100 % valkoinen polypropyleeni haavapintaa vasten, imukykyiset selluloosakerrokset välissä. Sininen polypropyleenikuitukangas ehkäisee eritteen läpivuodon.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1001864	10 x 10 cm	valkoinen	60 kpl	30450	301434
1001865	10 x 20 cm	valkoinen	30 kpl	30451	301412
1001866	20 x 20 cm	valkoinen	30 kpl	30454	002216
1001867	20 x 40 cm	valkoinen	30 kpl	30456	002217



Vliwasorb-haavatyyny

Vliwasorb® on erittäin imukykyinen (superabsorbent) haavataitos runsaasti erittäviin pinnallisiin haavoihin ja toissijainen sidos syville, paljon erittäville haavoille. Imee ja sitoo itseensä erittäin suuria määriä haavaeritettä. Suojaa haavan reunoja maseroitumiselta ja edistää paranemista. Ohut, joustava taitos ei tartu haavaan. Sopii: painehaavat, valtimoperäiset haavat, laskimoperäiset säärihaavat, diabeetikon haavat, postoperatiivinen haavanhoido lisäksi meivänä taitoksena, laparotomiahaavat, fistelit.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
1002537	10 x 10 cm	10 kpl	24501
1002538	10 x 20 cm	10 kpl	24502
1002539	20 x 20 cm	10 kpl	24503



Curapor®-haavataitos steriili

Steriili kiinnittyvä haavatyyny kaikkentyyppisten haavojen hoitoon. Ohut elastinen kuitukangas valkoista 100 % polyesteriä. Hypoallergeeninen polyakrylaattiliima. Haavatyynyn imevä kerros viskoosi/polyesteriä ja tarttumaton pinta polyesteri/polyetyleenä.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
22677	7 x 5,4 cm	valkoinen	100 kpl	22120	307762
22659	8 x 10 cm	valkoinen	50 kpl	22121	310522
22660	10 x 15 cm	valkoinen	50 kpl	22122	310146
22319	10 x 20 cm	valkoinen	50 kpl	22123	311807
20333	10 x 25 cm	valkoinen	50 kpl	22124	310148
20337	10 x 30 cm	valkoinen	50 kpl	30515	310147
39442	10 x 34 cm	valkoinen	50 kpl	22126	002213



Curapor® -IV-kanyylin kiinnitysside


Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
29604	50 kpl	30050	309941



Lomatuell® H -rasvaside

Lomatuell® H on voiteella kyllästetty hengittävä haavataitos, joka ei tartu haavaan. Se sopii laajapintaisten haavojen suojaksi, kuten ruhje-, palo- ja säteilyvammoihin sekä säärihaavoihin.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
31751	5 x 5 cm	valkoinen	10 kpl	23314	002193
70040	10 x 10 cm	valkoinen	10 kpl	23315	301432
70042	10 x 20 cm	valkoinen	10 kpl	23316	301433
70043	10 x 30 cm	valkoinen	10 kpl	23317	002194





Metalline®-trakeostomiataitos steriili

Reiällinen ja aukileikattu taitos, joka tähdenmuotoisesti reiän ympärille leikattujen viiltojen ansiosta asettuu tiiviisti haavan ympärille. Ei tartu haavaan. Haavaa peittävä puoli on huokoista, pehmeää kuitukangasta, jonka kuidut on ohuesti päällystetty alumiinilla. Tämä hyvin sileä pinta on inertti verelle ja haavaeritteille. Alumiinipinta ja imukerros - tiiviisti toisiinsa kiinnitettynä - läpäsevät molemmat hyvin ilmaa ja vesihöyryä. Taitokset kiinnitetään haavaan kiiltävä puoli haavaan päin.

Mediäin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
61647	8 x 9 cm	50 kpl	23094	301427



Mollelast® haft -elastinen kiinnitysside

Itseensä tarttuva pehmeä elastinen side, joka joustaa sekä pituus- että leveysuunnassa. Soveltuu lukuisiin sidoksiin, esimerkiksi olkapää, vartalo, nilkka, ranne, polvi, kyynärpää ja päänsidokset. Erinomainen tarttuvuus ohuen latex-käsittelyn ansiosta, mutta ei tartu ihoon eikä ihokarvoihin. Huokoinen materiaali on hengittävää eikä rajoita potilaan liikkeitä. Materiaali 66 % viskoosia ja 34 % polyamidia. Side voidaan steriloida 121 asteessa.

Mediäin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1500141	6 cm x 20 m	sininen	1 kpl	30076	300564
1500147	8 cm x 20 m	sininen	1 kpl	30077	301841
1500148	10 cm x 20 m	sininen	1 kpl	30078	002303
1500140	6 cm x 20 m	punainen	1 kpl	30073	300564
1000058	8 cm x 20 m	punainen	1 kpl	30074	301841
13367	4 cm x 4 m	valkoinen	1 kpl	30063	311736
13368	6 cm x 4 m	valkoinen	1 kpl	30064	300564
13369	8 cm x 4 m	valkoinen	1 kpl	30065	301841
13370	10 cm x 4 m	valkoinen	1 kpl	30066	002303
13371	12 cm x 4 m	valkoinen	1 kpl	30067	002304

Klinifix Hydrolast -elastinen harsoside

Mediäin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1004446	4 cm x 4 m	20 kpl	40367001	002308
1004447	6 cm x 4 m	20 kpl	40367002	301476
1004448	8 cm x 4 m	20 kpl	40367003	301742
1004449	10 cm x 4 m	20 kpl	40367004	301473
1004450	12 cm x 4 m	20 kpl	40568747	002309

Medola-harsosiderulla

Mediäin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
PL00052	4 cm x 4 m	20 kpl	PL00052	303326
PL00053	6 cm x 4 m	20 kpl	PL00053	311792
PL00054	8 cm x 4 m	20 kpl	PL00054	301471
PL00055	10 cm x 4 m	20 kpl	PL00055	002310
PL00056	12 cm x 4 m	20 kpl	PL00056	002311

Klinifix Head -valmis pääsidos

Mukava, elastinen verkkosidos. Käytetään pään alueen haavataitosten kiinnittämiseen. 62 % polyesteriä, 20 % elastaania, 18 % puuvillaa.

Mediäin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
1004908	L	20 kpl	4132291



Klinion HG Compres® tehdaspuhdas

100 % tehdaspuhdasta puuvillaa. Käytetään ensimmäisenä ja toisena sidoksena. Klinion HG Compres® -harsotaitos tarvitsee erillisen kiinnityksen ja se on kertakäyttöinen. Sitä voi myös leikata. Suojaa haavaa ulkoiselta kontaminaatiolta ja imee itseensä haavaeritettä (niukka imukyky). Sidosta voi käyttää haavaan mekaaniseen puhdistamiseen sekä kuivien tai vähän erittävien haavojen peittämiseen. Sidosta voidaan kostuttaa keittosuolaliuoksella, joka pitää haavan kosteana, tai suojata epitelisaatiovaiheessa oleva haava ulkoiselta ärsytykseltä.

Mediäin tuotenro	Koko		Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1004435	5 x 5 cm	8-k	100 kpl	111025	002386
1004438	10 x 10 cm	8-k	100 kpl	111098	324998
1004436	5 x 5 cm	12-k	50 kpl	111027	002386
1004437	5 x 5 cm	12-k	100 kpl	111028	002386
1004439	10 x 10 cm	12-k	50 kpl	111100	324998
1004444	10 x 10 cm	12-k	100 kpl	111101	324998
1004445	10 x 20 cm	12-k	50 kpl	111124	002388



Klinion NW Compres® tehdaspuhdas

76 % viskoosi ja 33 % polyesteri. Klinion NW Compres® on valkoinen kuitukangastaitos, jota käytetään ensimmäisenä ja toisena sidoksena. Se kiinnitetään joko teipillä tai kiinnityssidoksella. Klinion NW Compres® on kertakäyttöinen ja sitä voi leikata. Taitos suojaa haavaa ulkoiselta kontaminaatiolta ja imee itseensä haavaeritettä (niukka imukyky). Taitosta voi käyttää haavan ja ihon puhdistuksessa, vähän erittävän/kuivan haavan peittäminen. Soveltuu käytettäväksi diabeetikoille.

Mediäin tuotenro	Koko		Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1004419	5 x 5 cm	4-k	100 kpl	175004	301448
1004420	7,5 x 7,5 cm	4-k	100 kpl	175024	301449
1004421	10 x 10 cm	4-k	100 kpl	175034	301444
1004422	10 x 20 cm	4-k	100 kpl	175043	002398





Elastra-idealside

Hyvin mukautuva, hengittävä ja ihoystävällinen yleistukiside sidosten kiinnittämiseen, kevyeen tuentaan ja kipsilastojen sidontaan. Väri valkoinen. Materiaali 58 % puuvilla, 41 % polyamidia, 1 % elastaania. Venyvyys n. 125 %.

Mediäin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
24926	6 cm x 5 m	valkoinen	10 kpl	10122	002419
24927	8 cm x 5 m	valkoinen	10 kpl	10124	002420
24928	10 cm x 5 m	valkoinen	10 kpl	10108	002421
24929	12 cm x 5 m	valkoinen	10 kpl	10110	002422
24934	15 cm x 5 m	valkoinen	10 kpl	10116	002423

Idealsiteen metallihakanen

Metallihakanen idealsiteen kiinnitykseen.

Mediäin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
61675	valkoinen	100 kpl	58003



Kolmioliina kk

Mediäin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
20250	140 x 104 x 104 cm	valkoinen	200 kpl	10-0012	323285
34958	150 x 110 x 110 cm	valkoinen	200 kpl	10-0018	323285

Klinion kylmä/kuumapussi

Mediäin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1004416	12 x 29 cm	1 kpl	4130115	303017

Klinion-urheiluteippi

Mediäin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1004470	2,5 x 10 cm	1 kpl	4103000	002458
1004471	3,75 cm x 10	1 kpl	4103001	302353

Suojaus ja peittely

Hengityssuojaimet

Medola-toimenpidemaski korvalenkeillä

Maskit ovat miellyttäviä käyttää ja ne täyttävät olemassa olevat bakteeri-, suodatus- ja hengittävyysstandardit. Tyyppi II -standardissa EN 14683:2005. Maskit eivät sisällä lateksia eivätkä lasikuitua. Materiaali kuitukangas, 3-kerroksinen.

Mediğin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1002304	sininen	50 kpl	604-001614	002055



Medola-toimenpidemaski nauhoilla

Maskit ovat miellyttäviä käyttää ja ne täyttävät olemassa olevat bakteeri-, suodatus- ja hengittävyysstandardit. Tyyppi II -standardissa EN 14683:2005. Maskit eivät sisällä lateksia eivätkä lasikuitua. Materiaali kuitukangas, 3-kerroksinen.

Mediğin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1002302	sininen	50 kpl	604-001611	002055



Medola-FFP3-hengityssuojain venttiilillä

Suodattaa tehokkaasti suurimman osan hengitysilmassa olevista hiukkasista. Suojain noudattaa EN 149:2001 -standardin mukaisia määräyksiä. Hengityssuojainta on miellyttävä käyttää ja sillä on erinomainen istuvuus ihoa vasten säädettävien kiinnitysnauhojen, nenäpuristimen sekä tiivisteen ansiosta. Vähäinen hengitysvastus venttiin ansiosta.

Mediğin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1002650	valkoinen	5 kpl	HY8632	017683



Splash Shield -visiiri 4511, lyhyt

- Huurtumaton
- Kirkas, heijastamaton pinta
- SOFT STRAP -otsahihna tekee maskista kevyen ja miellyttävän käyttää
- 32 cm:n pituinen vaahtokuminen pehmuste lisää käyttömukavuutta
- Kertakäyttöinen

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
A11316	1 kpl	4511	315285



Splash Shield -visiiri 4505, pitkä

- Huurtumaton
- Kirkas, heijastamaton pinta
- SOFT STRAP -otsahihna tekee maskista kevyen ja miellyttävän käyttää
- 32 cm:n pituinen vaahtokuminen pehmuste lisää käyttömukavuutta
- Kertakäyttöinen

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
A11315	1 kpl	4505	315284





Esiliinat

Medola-suojaesiliina rasiassa

Erinomainen hoitotyöhön ja erilaisiin toimenpiteisiin. Esiliinat on pakattu hygieenisiin ja helpokäyttöisiin pakkauksiin. Materiaali polyeteeni.

Mediijin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1002084	71 x 117 cm x 0,023	valkoinen	100 kpl	ORIOOY0001	306565
1002085	81 x 125 cm x 0,025	kirkas	50 kpl	ORIOOY0002	306565
PL00035	98 x 68 cm	kirkas	35 kpl	PL00035	017718
PL00034	98 x 120 cm	kirkas	30 kpl	PL00034	017718
1002086	98 x 120cm x 0,03	sininen/ hihat	20 kpl	ORIOOY0003	017718



Medola-esiliina rullassa

Mediijin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
PL00031	81 x 125 cm	kirkas	50 kpl/1 rll	PL00031	306565

Käsineet

EPIC -toimenpide- ja tutkimuskäsineet

EPIC steriilit toimenpide- ja tutkimuskäsineet ovat puuterittomat ja valmistettu luonnonkumilateksista (NR). Käsineet ovat anatomisesti muotoillut ja käsinekokoluokitus takaa istuvuuden.



Mediijin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1200940	6	l.valk.	50 paria	EP-01-60	013712
1200941	6,5	l.valk.	50 paria	EP-01-65	013712
1200942	7,0	l.valk.	50 paria	EP-01-70	013713
1200943	7,5	l.valk.	50 paria	EP-01-75	013713
1200944	8,0	l.valk.	50 paria	EP-01-80	013714
1200945	8,5	l.valk.	50 paria	EP-01-85	013714
1200946	9,0	l.valk.	50 paria	EP-01-90	017750

Medola-tutkimuskäsine nitrili Ultra

Puuteriton, tehdaspuhdas, elastinen ja lateksiton tutkimuskäsine. Käsineen pituus 24 cm. Suositellaan lateksiallergisille. Voidaan käyttää infektiotapauksissa. Materiaali korkealaatuinen nitrili.



Mediijin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1002401	XS	l.valk.	150 kpl	E3UW01-30US	011956
1002402	S	l.valk.	150 kpl	E3UW02-30US	011958
1002403	M	l.valk.	150 kpl	E3UW03-30US	011960
1002404	L	l.valk.	150 kpl	E3UW04-30US	011962
1002405	XL	l.valk.	150 kpl	E3UW05-30US	011964

Medola-tutkimuskäsine nitrili Extra

Mediäin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
PL00011	XS	sininen	150 kpl	E3UP01-28US	011956
PL00012	S	sininen	150 kpl	E3UP02-28US	011958
PL00013	M	sininen	150 kpl	E3UP03-28US	011960
PL00014	L	sininen	150 kpl	E3UP04-28US	011962
PL00015	XL	sininen	150 kpl	E3UP05-28US	011964



Lämpötalous

Lämpöpeitto kk

Mediäin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
19972	valkoinen	20 kpl	629999	306577



Pelastuspeite

Peite, jossa lämpöä eristävä alumiinipinta, suojaa kylmettymiseltä.

Mediäin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
44435	160 x 210 cm	1 kpl	1892



Thermoflect-lämpöpeitto

Mediäin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1202001	Thermoflect-lämpöpeitto M 120 x 120 cm	50 kpl	5100-400	304307
1202002	Thermoflect-lämpöpeitto M 120 x 210 cm	25 kpl	5100-700	304307
1200586	Thermoflect Cocoon -makuupussi	10 kpl	5170-200	
1202003	Comf-OR-potilaspaita	25 kpl	5145-500	315435
1200588	Thermoflect-myssy aikuinen	100 kpl	5110-100	
1200589	Thermoflect-myssy lasten	50 kpl	5110-130	
1200590	Thermoflect-myssy vastasynt.	100 kpl	5110-200	



Thermoflect®

-LÄMPÖSUOJAT

Uudenlainen Thermoflect®-materiaali säilyttää tehokkaasti lämpöä heijastamalla ruumiinlämpöä ja estämällä lämmön haihtumista. Materiaali on lateksiton, ei johda sähköä, läpäisee röntgensäteet ja voidaan käyttää myös laser-toimenpiteiden aikana.

Thermoflect-tuotevalikoimasta löydät mm. lämpöpeitot, myssyt ja raajasuojat potilaille sekä henkilökunnan käyttöön lämmittelytakit ja liivit.

LISÄTIETOJA

Pirjo Österlund, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1774, pirjo.osterlund@mediq.com

TSCI

The Surgical
Company



Kanylointi

Nipro-suonikanyyli



Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1200871	1,0 x 32 mm 18 G	50 kpl	NIC 1832W CF ET	301633
1200872	1,0 x 50 mm 18 G	50 kpl	NIC 1850W CF ET	301633
1200873	0,8 x 32 mm 20 G	50 kpl	NIC 2032W CF ET	002868
1200875	0,6 x 25 mm 22 G	50 kpl	NIC 2225W CF ET	308220
1200876	0,6 x 32 mm 22 G	50 kpl	NIC 2232W CF ET	308220
1200877	0,5 x 19 mm 24 G	50 kpl	NIC 2420W CF ET	310143

Terumo Versatus-W -suonikanyylit

Terumon Versatus-W suonikanyyliä on saatavilla lääkkeenantoportilla tai ilman. Lääkkeen- antoportti mahdollistaa ajoittaisen lääkkeenannon infuusion aikana. Katetrin materiaalina on potilasystävällinen polyuretaani. Neulan kärki on muotoiltu siten, että se läpäisee ihon hyvin ja katetri asettuu hyvin paikalleen.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
23852	26 G	50 kpl	SR+DU2619PX	323727
23864	24 G	50 kpl	SR+DU2419PX	310143
23881	22 G	50 kpl	SR+DU2225PX	308220
24031	20 G	50 kpl	SR+DU2032PX	002868
24032	18 G (32 mm)	50 kpl	SR+DU1832PX	301633
23914	18 G (45 mm)	50 kpl	SR+DU1845PX	301633
23982	17 G	50 kpl	SR+DU1745PX	301634
24004	16 G	50 kpl	SR+DU1645PX	301635
24021	14 G	50 kpl	SR+DU1445PX	002869



Terumo Versatus-WP -turvakanyylit

Versatus-WP-turvakanyyli on suunniteltu estämään pistotapaturmia ja niiden aiheuttamia vammoja.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
15205	24 G	50 kpl	SR+DS2419PX	323728
15206	22 G	50 kpl	SR+DS2225PX	017917
15207	20 G	50 kpl	SR+DS2032PX	017916
15208	18 G (32 mm)	50 kpl	SR+DS1832PX	017915
15210	17 G	50 kpl	SR+DS1745PX	017914
15211	16 G	50 kpl	SR+DS1645PX	017913
15212	14 G	50 kpl	SR+DS1445PX	017912



Terumo-mandriinit

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
64628	24 G	50 kpl	SO+DM2419P	324469
64633	22 G	50 kpl	SO+DM2225P	002884
64637	20 G	50 kpl	SO+DM2032P	002885
64638	18 G (32 mm)	50 kpl	SO+DM1832P	002886
64641	18 G (45 mm)	50 kpl	SO+DM1845P	002886
64648	17 G	50 kpl	SO+DM1745P	002887
64675	16 G	50 kpl	SO+DM1645P	002888
64667	14 G	50 kpl	SO+DM1445P	002889



Codan-kolmitiehanat

Codan-kolmitiehanat takaavat liikkumis- ja toimintavapauden. Luotettava liitos joka asennossa. Kolmitiehana pyörii 360 astetta akselinsa ympäri sekä myötä- että vastapäivään. Saatavilla myös eri värisinä.

Mediğin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
74055	punainen	25 kpl	44.5851	301512
74058	valkoinen	25 kpl	44.5852	301512
74054	sininen	25 kpl	44.5850	301512



Diagnostiikka

Terumo -digitaaliset kuumemittarit ja suojuukset



Terumo -digitaalinen kuumemittari määrittää nopeasti ja tarkasti kehon lämpötilan mikro-tietokoneen avulla. Lisävarmistuksena mittarin jäädessä paikalleen ensimmäisen äänimerkin jälkeen, se muuttuu ns. tavalliseksi kuumemittariksi. Lithium-paristot kestävät noin 10 000 mittausta. Mittarit ovat vesi- ja alkoholitiiiviitä, sekä iskun ja naarmun kestäviä. Mittarit kytkeytyvät automaattisesti päälle kotelosta otettaessa ja pois päältä koteloon laitettaessa. Mittauksessa on käytettävä kertakäyttöistä suojusta. Vihreässä kainalomallissa yksittäispakkaus tai 10 kpl:een osastopakkaus. Sininen yksittäispakattu malli käy sekä suu- että rektaali-mittaukseen.

Mediijin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
21747	kainalo	vihreä	1 kpl	ET*C202S	021935
61989	kainalo	vihreä	10 kpl	ET*C202H	021935
59062	suu/rektaali	sininen	1 kpl	ET*C402S	021935
66024	suojaus		1000 kpl	ET+COVERS	016399

PRO 4000 -korvakuumemittarit ja suojuukset



Pro 4000 on nopea, tarkka ja yksinkertainen korvakuumemittari ammattikäyttöön. Mittarin merkkivalo varoittaa, jos suppilosuojaus ei ole asianmukaisesti paikallaan. Näin vältetään käyttövirheestä johtuva epätarkka mittaustulos. Tarkkuus ja toistettavuus lisääntyy myös esilämennyn suppilonkärjen ansiosta. Laitteen ilmaisun varmistaa, että käytetään aina uutta suojusta. Suojus poistetaan nappia painamalla. Mittarissa on selkeä LCD-näyttö ja virtalähteenä käytetään paristoja. Kalibroinnin tarkkuus: $\pm 0,2$ °C, vastausaika: 3-7 sekuntia, lämmönmittausalue: 20,0-42,2 °C.

Mediijin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
38106	mittari	1 kpl	04000-600	021939
20798	suojaus	800 kpl	04000-800	016399
1502057	suojaus	200 kpl	04000-800	016399

Lion 500 -alkometri



Poliisin ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttämä alkometri. CE-hyväksyntä 93/42/EEC lääkintälaitteille. Mittausalue 0,04-4,00 promillea, mittaustarkkuus > 95 %. Koko 125 x 60 x 26 mm, paino 130 g paristojen kanssa. Paristot 2 kpl AAA, joilla voidaan mitata 500 kertaa. Pillit 250 kpl/pussi. Polttokenno on elektrokemiallinen - reagoi ainoastaan alkoholiin.

Mediijin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1501800	Lion 500 -alkometri	1 kpl	105 + 10211	022002
1501801	Alkometrin suuosa/pilli (250 kpl)	1 pak	170	022002

i-STAT -analysaattori ja kasetit



Abbott Point of Care i-STAT -vierihoitoanalysaattorin testivalikoima koostuu 23 eri parametrista, jotka sisältyvät 18 eri sisällön omaavaan kertakäyttöiseen näytekasettiin. Analysaattori on kevyt (635 g) ja pienikokoinen, ja sitä on vaivatonta liikutella. Analysaattorin mittaukseen tarvitsema näytemäärä on hyvin pieni ja vastaukset tulevat nopeasti. Testivalikoimassa ovat verikaasut, elektrolyytit, glukoosi, laktaatti, urea, INR, Tnl, CK-MB ja BNP. Kaseteissa on mukana biosensorit ja kalibrointiliuos. Analysaattori kalibroi määritettävät parametrit automaattisesti. Laaduntarkkailuun saatavana myös nestemäisiä kontrolleja ja ulkoinen simulaattori.

Mediijin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
19864	i-STAT kasetti CHEM8+	25 kpl	03P91-25
11355	i-STAT kasetti CG8+	25 kpl	03P88-25
11366	i-STAT-kasetti CG4+	25 kpl	03P85-25
11361	i-STAT kasetti EG7+	25 kpl	03P76-25
14162	i-STAT kasetti Troponiini cTnl	25 kpl	03P90-25
19866	i-STAT kasetti BNP	25 kpl	03P93-25
11449	i-STAT kasetti PT/INR	24 kpl	03P89-24

HemoCue® Hb 201+ -hemoglobiinin määrittäminen

HemoCue Hb201+ hemoglobiinin määrittämiseen kapillaari-, vena- tai arteriaverestä. HemoCue Hb 201+-järjestelmä koostuu kahdesta osasta: kertakäyttöisestä mikrokyvetistä, joka sisältää kuivamuodossa olevaa reagenssia, sekä tehdaskalibroidusta fotometrillä.

Mediğin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
55268	Hb 201+ fotometri	1 kpl	121701
55269	Hb 201 -mikrokyvetti 4 x 50 kpl	4 x 50 kpl	111718
52521	Hb 201 -mikrokyvetti yks.pakattu 4 x 25 kpl	4 x 25 kpl	111717
40647	B-Hb mikrokyvetti 4 x 50 kpl	4 x 50 kpl	110121
12791	Eurotrol HemoTrol Low -kontrolli 2 x 1 ml	2 x 1 ml	022.001.002
12785	Eurotrol HemoTrol Normal -kontrolli 2 x 1 ml	2 x 1 ml	022.002.002
12792	Eurotrol HemoTrol High -kontrolli 2 x 1 ml	2 x 1 ml	022.003.002
41331	Puhdistuspaatteli	5 kpl	139001
56870	Kantolaukku pieni (kovapintainen)	1 kpl	189011



HemoCue® Glucose 201 RT

HemoCue Glucose 201 RT -glukoosin määrittämiseen kapillaari-, vena- tai arteriaverestä. Järjestelmä koostuu kertakäyttöisestä mikrokyvetistä ja fotometrillä. Kalibroitua tai laitteen säätöä ei tarvita. Saatavilla myös muita eri tasoisia kontroleja. Puhdistuspaatteli ja kantolaukku samat kuin Hb 201+ -määrittämisessä.

Mediğin tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
1003675	HemoCue Glucose 201RT -analysointilaite	1 kpl	124705
1003724	HemoCue Glucose 201RT -mikrokyvetit yks.pak.	4 x 25 kpl	114701
12794	Eurotrol GlucoTrol-NG Level 2 -kontrolliliuos	2 x 1 ml	146.002.002



i-STAT® -VIERITESTAUSANALYSAATTORI

PARAS
PIKA-
DIAGNOS-
TIKKAAN

SYDÄNMERKKIINEET, VERIKAASUT JA INR - KAIKKI SAMALLA LAITTEELLA

i-STAT:illa se on mahdollista, nopeasti ja luotettavasti. Pienikokoinen laite kulkee mukana joka paikkaan ja on täysin huoltovapaa. Mahdollisuus myös liittää laite Central Data Station -ohjelman avulla tietojärjestelmiin.

LISÄTIETOJA

Marko Niironen, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1695, marko.niironen@mediq.com



i-STAT® Abbott
Point of Care

Perushoidon tuotteet

Neulat ja ruiskut



Terumo Neolus -injektioneulat

Terumo Neolus -injektioneulat ovat kertakäyttöisiä ja sopivat useaan eri käyttötarkoitukseen koon ja muiden ominaisuuksien perusteella. Isokokoisimmat neulat (18G ja 19G) sopivat parhaiten verinäytteenottoon, keskikokoiset neulat (20G–23G) lihas- ja suonipistoksiin ja pienet neulat (23G–27G) ovat erinomaisia pistoksiin ihon alle ja ihoon.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
63294	18G / 1,2 x 40 kph	pinkki	100 kpl	NN-1838R	301617
63295	18G / 1,2 x 40 lh	pinkki	100 kpl	NN-1838S	009033
63296	19G / 1,1 x 40 kph	vaal.pun.	100 kpl	NN-1938R	301611
63307	19G / 1,1 x 40 kph	vaal.pun.	100 kpl	NN-1938S	009034
66391	19G / 1,1 x 25 kph	vaal.pun.	100 kpl	NN-1925R	301611
63297	20G / 0,9 x 40 kph	keltainen	100 kpl	NN-2038R	301612
63355	20G / 0,9 x 40 lh	keltainen	100 kpl	NN-2038S	009035
63299	21G / 0,8 x 40 kph	vihreä	100 kpl	NN-2138R	301613
63300	22G / 0,7 x 40 kph	musta	100 kpl	NN-2238R	301614
63301	23G / 0,6 x 30 kph	sininen	100 kpl	NN-2332R	301616
63356	23G / 0,6 x 25 kph	sininen	100 kpl	NN-2325R	301616
63303	24G / 0,55 x 25 kp	lila	100 kpl	NN-2425R	009031
63304	25G / 0,5 x 25 kph	oranssi	100 kpl	NN-2525R	310039
63357	25G / 0,5 x 16 kph	oranssi	100 kpl	NN-2516R	310039
63305	26G / 0,45 x 13 kp	ruskea	100 kpl	NN-2613R	301618
63306	27G / 0,4 x 20 kph	harmaa	100 kpl	NN-2719R	303389
63310	27G / 0,4 x 16 kph	harmaa	100 kpl	NN-2716R	303389



Terumo-injektioruiskut synteettisellä männällä

Terumon Luer-kantaiset tiivisteellä varustetut injektioruiskut on pakattu kätevästi avattavaan peel-pakkaukseen ja steriloitu. Asteikko on selvästi näkyvä, mäntä liikkuu vaivattomasti ja sylinterissä on männän ulosvetoeste. Tumma tiiviste selventää asteikon lukemista. Ruiskut on valmistettu polypropyleenistä. 1 ml:n ruiskuja saatavilla ilman neulaa tai 25G:n neulalla. Tuotteet eivät sisällä lateksia eivätkä PVC:tä.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
35061	1 ml	100 kpl	BS-01T	009036
21545	2,5 ml	100 kpl	SS-02S	309379
35063	5 ml	100 kpl	SS*05SE1	309380
35064	10 ml	100 kpl	SS-10ES	308931
35065	20 ml	50 kpl	SS+20ES1	309375
78275	50 / 60 ml	25 kpl	BS-50ES	009038



Terumo luer-lock-injektioruiskut

Terumon Luer-lock -kantaiset kertakäyttöiset injektioruiskut on pakattu kätevästi avattavaan peel-pakkaukseen ja steriloitu. Asteikko on selvästi näkyvä, mäntä liikkuu vaivattomasti ja sylinterissä on männän ulosvetoeste. Tumma tiiviste selventää asteikon lukemista. Laadukkaat ruiskut on valmistettu polypropyleenistä. Tuotteet eivät sisällä lateksia eivätkä PVC:tä.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
28760	2,5 ml	100 kpl	SS*02LE1	009044
78277	5/6 ml	100 kpl	SS*05LE1	009046
78278	10/12 ml	100 kpl	SS*10LE1	301645
1230010	20 ml	50 kpl	SS+20L1	303476
78279	30/35 ml	50 kpl	SS*30LE1	009047
78280	50/60 ml	25 kpl	BS-50LG	311136

Terumo-insuliiniruiskut

Terumon insuliiniruiskut on pakattu kätevästi avattavaan peel-pakkaukseen ja steriloitu. Asteikko on selvästi näkyvä, mäntä liikkuu vaivattomasti ja sylinterissä on männän ulosveto-este. Tumma tiiviste selventää asteikon lukemista. Ruiskut on valmistettu polypropyleenistä. Insuliiniruiskuissa on kiinteä neula.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
28893	0,3 ml + 29 g	100 kpl	BS=30M2913	323718
29561	0,5 ml + 27 g	100 kpl	BS=05M2713	323719
29560	1 ml + 27 g	100 kpl	BS-N1H2713	323720



Terusafe-jäteastiat

TERUSAFE-jäteastiat on tarkoitettu neulojen turvalliseen poistamiseen. Jäteastian kanssa on QUICK FIT -pitimelle ja neulalle suunniteltu aukko, jossa pidintä kevyesti painamalla neula putoaa jäteastiaan. Jäteastiat vähentävät pistotapaturmariskiä ja ovat turvallisia käyttäjille.

Mediqn tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
21408	Veno Terusafe pyöreä jäteastia 1,5 l	1 kpl	XX+Q1510	013426
31584	Veno Terusafe suorakulmainen jäteastia 2,5 l	1 kpl	XX+Q2500	013426
67433	Venoject pyöreä neulanhävityskotelo 1,5 l	1 kpl	XX+Q1500	013426
67434	Venoject pyöreä neulanhävityskotelo 0,5 l	1 kpl	XX+Q0500L	013426



Pro-Ophta -soikea saumaton silmätaitos

Valkoisin silmävanun kummallakin puolella on 28-lankainen harsokerros. Vanun reunat on saumattu. Taitos voidaan steriloida (autoklaavi 121°C). Käyttö: sarveiskalvon sairaudet: puhkaisuvammat, syöpymävammat, palovammat, vierasesineiden aiheuttamat vammat, sarveiskalvon kuluma, ruhjevammat sekä kirurgiset toimenpiteet.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
59807	5,5 x 7,5cm	valkoinen	50 kpl	13021	016919



Saniclin-kaarimalja kk

Pahvimassaa.

Mediqn tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
1201250	harmaa	300 kpl	K012032A	020984



Medicon-sormusleikkain

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
75785	1 kpl	43.46.00	015290



Desinfektio

Käsien desinfiointi

LV-käsihuhde herkkäihoisille

Mediäin tuotenro	Koko		Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
56793	100 ml		100 ml	26817	013037
56794	500 ml		500 ml	26819	
40630	500 ml	pumppu	500 ml	26815	013037
56795	1 l	dispenser	1 l	26820	013038

Erisan Käsesi

Etanolipohjainen, kevyesti geelimäinen desinfektiohuhde hygieeniseen käsesinfiokioon. Sisältää runsaasti ihoa hoitavia aineosia. Tuotekehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa.



Mediäin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
52374	200 ml	1 kpl	8009	
52715	500 ml pp	1 kpl	8060	013037
52716	1 l dispenser	1 kpl	80724	013038
43165	5 l	1 kpl	8012	

Erisan-seinäteline dispenser

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu seinäteline dispenseripakkauksille.



Mediäin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
44617	painike 14 cm	1 kpl	4080901	

Isosept-käsesinfioktiohuhde

Geelimäinen desinfektiohuhde hygieeniseen ja kirurgiseen käsesinfiokioon. Sisältää isopropanolia, etanolia ja ihoa hoitavia aineosia.



Mediäin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab nimikekoodi
53868	500 ml pp	1 kpl	8015	
44724	1 l dispenser	1 kpl	8011	013040
53869	5 l	1 kpl	8014	



Klinion® – terveydenhuollon laajin tuotevalikoima



Klinion on Mediqin kansainvälinen terveydenhuollon ammattilaisten suosima tuoteperhe. Monipuolinen Klinion-tuotevalikoima sisältää yli 1000 tuotetta mm. haavanhoitoon, sidontaan, tuentaan ja henkilöhygieniaan.

Lisätietoja:

Eeva Honkasalo, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1634, eeva.honkasalo@mediq.com



MEDIQ

your
choice in
healthcare
delivery

www.mediq.fi

TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi