

Tuoteuutiset

KLIINiset LABORATORIOT

2010-2011





TILAA OMA AITTA™!



Aitta™
Helpotusta hoitajan
työhön ja resurssointiin

Lisätietoja:
Nina Fyhr, puh 010 429 3214
nina.fyhr@mediq.fi
www.facebook.fi/MediqAitta



Sisältö

- 2** Aitta™-palvelu
- 3** Olemme nyt Mediq Suomi Oy
- 4** i-STAT®-vieritetausanalysaattori
Vital-Signs -verikaasuruiskut
- 6** Olympus-mikroskoopit
- 8** DESTUB-20-korkinpoistaja
VENOSAFE™-hyytymistekijäputki
- 9** Mindray -hematologian analysaattorit
- 10** Hettich-sentrifugit
- 11** Rochen vieritestilaitteet
- 12** RIDA®QUICK Norovirus ja
Clostridium Difficile Toxin A/B
- 13** Salmonella Sero Quick Group Kit
RIDA® BioNexia Hb/Hp-Complex
MAST-kiekot ja kiekkoannostelija
- 14** HemoCue® WBC
HemoCue® Glucose 201 RT
- 15** GlucosePro-glukoosijuoma
- 15** Reagenan valmiit värjäysreagenssit
- 16** PIPETBOY Pro-pipettori
FIREBOY Plus
- 17** DOSE-it 910 peristalttinen pumppu
Mediajet & Mediaclave
- 18** Näytepurkkitelinet ja anaerobiastia
- 19** Koeputkitelineet
Verkkokäyttöiset keinusekoittajat
- 20** Terumo



Olemme nyt Mediq Suomi Oy

Suomessa meitä on 200 palvelemaan terveydenhuollon ja laboratorioalan ammattilaisia. Autamme asiakkaitamme tuotamaan tervetyttä ja tutkimustuloksia kustannustehokkaasti.

Tuotevalikoimaamme kuuluvat laitteet, tarvikkeet ja palvelut terveydenhuollon ammattilaisille ja laboratorioihin.

Tuotenimikkeitä on noin 20 000

TUOTERYHMÄT:

- Laboratoriolaitteet ja -tarvikkeet
- Erikoissairaanhoidon laitteet ja tarvikkeet
- Hoitotarvikkeet ja apuvälineet
- Kuvantamisen laitteet ja tarvikkeet

Edustamme useita kansainvälisesti tunnettuja valmistajia. Myymme myös omien Medola[®]-, Klinion[®]-, Absorin[®]-ja Curion[®]-tuoteperheidemme tuotteita.

PALVELUT:

Kattavaa asiakaspalvelua

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8-16 ja verkkokaupamme on avoinna 24/7. Aluemyyntipalvelumme palvelee koko Suomen perusterveydenhuollon yksiköitä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla edustaen koko laajaa tuotevalikoimaamme.

Tuotteiden käyttökoulutuspalvelua

Asiantuntijamme eri erikoisaloilta kouluttavat terveydenhuollon ja laboratorioiden henkilökuntaa tuoden mukanaan uudet menetelmät ja välineet, laitteet sekä tarvikkeet maailmalta.

Teknistä palvelua

Sertifioitu tekninen palvelumme asentaa, huoltaa, korjaa ja kalibroi terveydenhuollon ja laboratorioiden laitteita. Meiltä saa myös varaosia myymiimme laitteisiin. Lisäksi tarjoamme tilasuunnittelua.

Kokonaispalvelua

AITTA[™]-palvelu auttaa tuotevalikoiman hallinnassa ja terveydenhuoltotuotteiden logistiikassa: otamme harteillemme terveydenhuollon palveluntarjoajan hoitotarvikeketjun hallinnan. Asiakkaamme voi keskittyä omaan tehtäväänsä ja luottaa siihen, että lähivarastossa ovat käytettävissä aina toimintaan soveltuvimmat, yhteisesti sovitut tuotteet ja tarvikkeet silloin, kun niitä tarvitaan.

Logistiikkapalvelua

Tarjoamme tavarantoimittajille ammattimaisen kanavan markkinoille.

www.mediq.fi

MEDIQ-KONSERNI

Mediq on kansainvälinen lääkkeiden, terveydenhuollon tarvikkeiden ja laitteiden sekä niihin liittyvien palveluiden tarjoaja ja markkinajohtaja Pohjois-Euroopassa.

Mediq toimittaa terveydenhuollon tuotteita kotijakeluna suoraan asiakkaille (Mediq Direct), sairaaloihin, hoitolaitoksiin ja muille terveydenhuollon palveluntarjoajille (Mediq Institutional) sekä Mediq-apteekkien kautta.

Vuonna 1899 perustetun Mediqin pääkonttori sijaitsee Hollannin Utrechtissa ja sen palveluksessa on noin 8200 henkilöä.

Mediq on listattu Euronext Amsterdam -pörssissä vuodesta 1992. Raportoitu liikevaihto vuonna 2009 oli 2,6 miljardia euroa.

Katso lisää: www.mediq.com

Näitä – ja paljon muuta!



Cellestis – IGRA-testi latentin tuberkuloosin toteamiseen



Genzyme Diagnostics – OSOM-pikadiagnostiikkaa Strep A:n, EBV-viruksen, (mononukleoositestesti), Influeza A&B:n, H.pylori vasta-aineen, Trichomonas-antigeenin ja virtsan albumiinin osoittamiseen.



HemoCue - Tuotteet vierianalytiikkaan mm. hemoglobiinin, veren sokerin ja valkosolujen mittaamiseen.



Hettich – Laadukkaita ja luotettavia laboratoriosentrifugeja yhdeltä maailman johtavalta laboratoriosentrifugien valmistajalta.



INTEGRA Biosciences – Nesteiden annosteluun, elatusaineiden valmistukseen ja annosteluun, solukasvatukseen ja vakuumlähde liuosten suodatukseen tai jätteiden suljettuun keräämiseen soluviljelyssä, turvabunsenit sterilointiin.



i-STAT – Vieritestausanalysaattorilla luotettavia tuloksia myös pikadiagnostiikalla.



LP ITALIANA SPA

LP Italiana – Sertifioitua laatua. LP Italiana on keskittynyt tuotannossaan ja tuotekehityksessään erityisesti klinisiin kertakäyttötuotteisiin. Korkealaatuiset muovituotteet klinisen kemian, hematologian, mikrobiologian ja bakteriologian laboratoriotyöskentelyyn

IVD solutions through partnership



MAST – EUCAST-standardin mukaiset antibioottiherkkyysskiekot ja kiekkoannostelijat sekä tuotteet AmpC- ja ESBL-diagnostiikkaan.




Mindray – Laadukkaat ja käytäjäystävälliset hematologian analysaattorit.



Your Vision, Our Future

Olympus – Kliiniset-, tutkimus- ja materiaalimikroskoopit, mikroskooppikamerat ja kuvantallennusohjelmat.



Reagena – Värjäysreagenssit ja puskurit hematologian, patologian ja mikrobiologian laboratorioihin.



Roche – Tutkii, kehittää ja valmistaa lääkkeitä ja diagnostisia tuotteita.



R-biopharm – infektio tautien pikatestejä mm. Noroviruksen ja Clostridium Difficile tuottamien toksinien A/B tunnistamiseen.



Standard Diagnostics – BIOLINE-tuotevalikoima kattaa pikatestit mm. HIV- ja syfilis-vasta-aineiden, Malarian ja Dengue-kuumeen toteamiseen, hengitystieinfektioiden Influeza A&B + H1N1 ja RSV:n diagnosointiin, sekä H.pylorin vasta-aineiden ja antigeenin määrittämiseen.



Statens Serum Institut - anti-seerumit salmonellan, E.Colin ja Pneumokokin varmistamiseksi.



Terumo – Korkealaatuiset vakuu-miverinäytteenottovälineet

i-STAT[®]-vieri- testausanalyysaattori

LUOTETTAVIA
TULOKSIA
PIKADIAGNOS-
TIKALLA

SYDÄNMERKKIAINEEET, VERIKAASUT JA INR - KAIKKI SAMALLA LAITTEELLA

i-STAT:illa se on mahdollista, nopeasti ja luotettavasti. Pienikokoinen laite kulkee mukana joka paikkaan ja on täysin huoltovapaa. Mahdollisuus myös liittää laite Central Data Station -ohjelman avulla tietojärjestelmiin.

LISÄTIETOJA

Marko Niironen, tuotepäällikkö.
puh. 010 429 4983, marko.niironen@mediq.fi

i-STAT[®]  **Abbott**
Point of Care



Vital Signs -verikaasu- ruiskut

VARMUUTTA JA TURVALLISUUTTA VERIKAASUNÄYTTEENOTTOON

LISÄTIETOJA

Marko Niironen, tuotepäällikkö
puh. 010 429 4983, marko.niironen@mediq.fi



Kohti uusia horisontteja - valitse oikeat purjeet



OLYMPUS

Your Vision. Our Future.



OLYMPUS

Your Vision, Our Future



Olympus BX3 -mikroskooppi- järjestelmä

RAKENNETTU KÄYTTÖTARPEIDESI MUKAAN

Life Science -mikroskopian uusi aika on koittanut. Olympus BX3 ei ole ainoastaan uusi mikroskooppisarja, vaan ainutlaatuinen järjestelmä, joka ensimmäistä kertaa todella täyttää määritelmän tarpeittesi mukaan rakennetusta kuvantamisjärjestelmästä.

Käyttäjäystävällinen muotoilu tekee mikroskoopin mukavaksi käyttää ja joustavaksi kirkaskenttä/pimeäkenttä- ja fluoresenssi-kuvantamiseen.

Soluja tarvitsee valoaltistaa vain minimaalisesti, koska erittäin herkkä fluoresenssidetektio mahdollistaa selkeän ja korkeakontrastisen kuvantamisen.

OLYMPUS BX3

- MIKRSKOOPPIJÄRJESTELMÄN EDUT

- käyttäjäystävällinen muotoilu
- korkea fluoresenssiherkkyys
- maineikas optinen suorituskyky

LISÄTIETOJA

Hannu Saarinen, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2524, hannu.saarinen@mediq.fi

DESTUB-20

UUTUUS

AUTOMAATTINEN KORKINPOISTAJA VENOSAFE™- VAKUUMIVERINÄYTEPUTKILLE

Automaattinen korkinpoistaja DESTUB-20 on tarkoitettu irrottamaan korkit 20 VENOSAFE™ 5- ja 7 ml putkesta samanaikaisesti. Samalla korkinpoistajalla on mahdollista poistaa korkit myös 10 ml VENOSAFE™ putkista. DESTUB-20-laitteen avulla näytteiden käsittely helpottuu ja nopeutuu, kun korkit voidaan poistaa putkista suoraan analysaattorin putkitelineessä.

- Poistaa korkit 1000 putkesta/tunti
- Yksinkertainen asentaa ja käyttää
- Korkinpoisto mahdollista 5-, 7-, ja 10 ml putkista yhtä laitetta käyttämällä
- Korkinpoisto suoraan analysaattorin putkitelineestä (Hitachi-teline)

LISÄTIETOJA

Heikki Hirvasniemi
tuotepäällikkö
puh. 010 429 4931
heikki.hirvasniemi@mediq.fi



TERUMO
We keep life flowing

VENOSAFE™

YKSITTÄIN PAKATTU HYYTYMISTEKIJÄPUTKI

Luotettavat laboratoriotulokset ovat välttämättömiä hyytymishäiriöpotilaiden diagnostiikassa. Virheellinen näytemäärä putkessa voi johtaa virheelliseen hyytymistutkimustulokseen, ja virheellisen lääkityksen määräämiseen potilaalle. Luotettavaan hyytymisanalytiikkaan kuuluu, että verinäyteputket täyttyvät niille asetettujen raja-arvojen sisälle kaikissa näytteenotto-tilanteissa.

Terumon VENOSAFE™-hyytymistekijäputkien erikoispakkaus ja putken kaasunsulkuominaisuus takaavat oikean veri-lisä-ainesuhteen koko 18 kuukauden säilyvyysajan kaikissa kuljetus- ja varastointiolosuhteissa. Putkissa etiketin molemmin puolin olevien merkkiviivojen avulla näytteenottajan on helppo tarkistaa oikea näytemäärä putkista.

1230269, VF-053BCS71 3,2 % Na-sitraatti, 100 kpl

LISÄTIETOJA

Heikki Hirvasniemi, tuotepäällikkö
puh. 010 429 4931, heikki.hirvasniemi@mediq.fi



Yksittäin pakattu hyytymistekijäputki on ihanteellinen esim. kotisairaanhoidon verinäytteenotossa.

TERUMO
We keep life flowing



LAADUKKAAT JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISET

Mindray -hematologian analysaattorit

Mindray BC-3200 -kolmedifilaite

- Perusverenkuva, trombosyytit sekä kolmeosainen diffi
- Suljettu näytteensyöttö
- Esilaimennetun näytteen mittaushdollisuus
- Pieni näytemäärä 13 µl, esilaimennettu 20 µl
- Mittausnopeus 60 näytettä tunnissa, muistikapasiteetti potilasnäytteille 35000
- Käyttäjää ohjaava suuri ja selkeä näyttö
- Sisäinen tulostin ja ulkoinen näppäimistö
- Laitteeseen voidaan liittää viivakoodinlukija
- Monipuolinen laaduntarkkailuohjelma
- Liitettävissä yleisimpiin laboratorioiden tietojärjestelmiin
- Edulliset käyttökustannukset



Mindray BC-5500 -viisidifilaite

- Perusverenkuva, trombosyytit sekä viisiosainen diffi
- Automaattinen näytteensyöttö, lisäksi manuaalinen näytteensyöttö
- Esilaimennetun näytteen mittaushdollisuus
- Näytemäärä 180 µl, manuaalinen 120 µl, esilaimennettu 40 µl
- Mittausnopeus 80 näytettä tunnissa, muistikapasiteetti potilasnäytteille 40 000
- Käyttäjää ohjaava suuri kosketusnäyttö
- Viivakoodinlukija
- Monipuolinen laaduntarkkailuohjelma
- Liitettävissä yleisimpiin laboratorioiden tietojärjestelmiin
- Edulliset käyttökustannukset



LISÄTIETOJA

Satu Peltola, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2501, satu.peltola@mediq.fi

mindray

Hettich-sentrifugit

Hettich-sentrifugit ovat tunnettuja korkeasta laadusta, käyttövarmuudesta ja helpoista toiminnoista. Ergonomisuus, turvallisuus ja käyttäjäturvallisuus ovat avainsanoja puhuttaessa Hettich-sentrifugeista. Laajasta sentrifugi- ja sovitevalikoimasta löytyy oikean kokoinen ja sopiva vaihtoehto useimpiin laboratorioihin.

LISÄTIETOJA

Maijastiina Karpala, tuotepäällikkö, puh. 010 429 2929, maijastiina.karpala@mediq.fi

ROTANTA 460 RF -lattiamalli

Rotanta 460/460 R -pöytäsentrifugien ja pöydän alle laitettavan Rotanta 460 RC -sentrifugin rinnalle on tullut uusi Rotanta 460 RF lattiamallinen jäähdyttävä sentrifugi. Näihin tehokkaisiin ja suuren kapasiteetin omaaviin sentrifugeihin on tarjolla paljon erilaisia sovitteita sekä myös aerosolitiiviit ja autoklaivoitavat varusteet.

KAPASITEETTIESIMERKKEJÄ SWING-OUT PYÖRIJÄLLÄ:

- 4 x 750 ml sentrifugipulloa
- 24 kuoppalevyä
- 120 x 5 ml verinäyteputkea

UUTUUS



ROTOFIX 32 A



Rotofix 32 A on hiljainen ja monikäyttöinen perussentrifugi pienille laboratorioille. Sen laajan sovitevalikoiman ansiosta sitä voi käyttää näytteiden käsittelyyn niin kliinisissä kuin tutkimus- ja teollisuuslaboratorioissakin. Rotofix 32 A -sentrifugia on mahdollista käyttää myös sytosentrifugina.

KAPASITEETTIESIMERKIT

- 16 x 10ml verinäyteputkea
- 28 x 5 ml verinäyteputkea
- 32 x 15 ml kartiokärkiputkea

Hettich
ZENTRIFUGEN

ROTINA 380 -sentrifugit

Hettich Rotina 380/380 R-sentrifugeissa on ergonominen, moottoroitu kannen avaus ja lukitus sekä värinätön ja lähes äänetön käynti. Käyttäjäturvallisuutta lisäävät myös helppokäyttöinen ohjausyksikkö, jolla voit ohjelmoida 98 erilaista sentrifugointiohjelmaa. Jäähdyttävässä 380R-mallissa on lisäksi portaaton lämpötilansäätö -20 °C - +40 °C ja stand-by cooling-ohjelma, jolla jäähdytät sentrifugin tehokkaasti.

KAPASITEETTIESIMERKKEJÄ

- 64 x 4-7 ml verinäyteputkea
- 52 x 10-15 ml verinäyteputkea
- 4 x 250 ml sentrifugiputkea
- 4 x 290 ml pulloa
- 10 x kuoppalevyä
- 16 x 50 ml kartiokärkiputkea
- 36 x 15 ml kartiokärkiputkea



NOPEITA JA LUOTETTAVIA TULOKSIA

Rochen vieritestilaitteilla

Accutrend Plus

- Pikamittari sydän- ja verisuonitautiriskin arviointiin ja seurantaan sekä laktaattimittaukseen
- Mitattavat parametrit: glukoosi, kolesteroli, triglyseridi ja laktaatti



Reflotron Plus

Kuivakemian analysaattori

Nopeaan päätöksentekoon päivystystilanteissa, perustutkimuksiin lääkäri- ja terveysasemien laboratorioissa ja työterveysasemilla.



Urisys 1100

Luotettavia virtsan seulontatuloksia nopeasti ja helposti yhdellä napin painalluksella

- Inkuboi, mittaa ja tulostaa vastaukset automaattisesti
- Voidaan analysoida Combur 5 Test®, Combur 7 Test® ja Combur 10UX Test® -virtsatetestiliuskoja



Combur- virtsatetestiliuskat

Combur Test®- virtsatetestiliuskoja voi lukea sekä visuaalisesti että Urisys 1100-virtsaliuskanlukulaitteella. Testiparametrit ja niiden määrä vaihtelevat eri Combur Test®- virtsatetestiliuskoissa.



RIDA[®]QUICK Norovirus

Herkkä pikatesti noroviruksen patogeenisten genotyyppien (GGI ja GGII) osoittamiseen ulosteesta 15 minuutissa.

- Noroviruksen patogeenisten genotyyppien (GGI ja GGII) samanaikainen osoitus ulostenäytteestä
 - Tulokset 15 minuutissa
 - Hyvä herkkyys ja spesifisyys
 - Luotettava testi noroviruksen aiheuttamissa epidemioissa ja yksittäisissä tapauksissa
 - Yksinkertainen näytteen käsittely ja testin suoritus
 - Valikoimassa myös PCR- ja ELISA-testi
- Tuotenumero N1430
 - Mediqin tuotenumero 6309054
 - Pakkauskoko 20 testiä

LISÄTIETOJA

Niina Votkin, tuotepäällikkö
puh 010 429 3474
niina.votkin@mediq.fi

Käy katsomassa yksityiskohtainen käyttöohje-animaatio osoitteessa www.rapid-diagnostics.info



RIDA[®]QUICK Clostridium difficile Toxin A/B

Mikä menetelmä sopii parhaiten teidän laboratorioonne Clostridium Difficile ja sen tuottamien toksien A/B osoittamiseen?

Näytemäärästä ja käytettävästä tekniikasta riippuen R-Biopharm tarjoaa 3 erilaista vaihtoehtoa:

1. PCR-TEKNIIKAN OMAAVIIN LABORATORIOIHIN

RIDA[®]GENE Clostridium difficile & Toxin A/B

- Reaaliaikainen PCR-menetelmä C.difficile ja Toxin A/B kvalitatiiviseen osoittamiseen
- Analyttinen sensitiivisyys < 5 DNA kopiota
- Tunnistaa toksigeeniselle C.difficilelle spesifiset tcdA ja tcdB geenit sekä C. difficilelle spesifisen 16s-rDNA
- Tulokset 1,5 tunnissa

2. ELISA-TEKNIikkaAN

RIDASCREEN[®] Clostridium difficile Toxin A/B

- Toksiinien A ja B samanaikainen osoittaminen EIA-menetelmällä
- Spesifisyys 100 % ja herkkyys 91,7 %

3. KUN VASTAUS TARVITAAN MAHDOLLISIMMAN PIAN

RIDA[®]QUICK Clostridium difficile Toxin A/B

- C.Difficile toksien A/B osoittaminen ulosteesta ja/tai viljelystä tehdystä supernatantista 15 minuutissa



LISÄTIETOJA

Niina Votkin, tuotepäällikkö
puh 010 429 3474, niina.votkin@mediq.fi

SALMONELLAN IDENTIFIOINTIIN

Salmonella Sero Quick Group Kit



Testipakkaus sisältää antiseerumit salmonellan yleisimmille seroryhmille (A–G ja kapseliantigeeni Vi). Käyttövalmiit antiseerumit riittävät noin 100 testaukseen.

Mediqin tuotenumero 17939

HERKKÄ PIKATESTI ULOSTEEN VEREN OSOITTAMISEEN IMMUNOKROMATOGRAFISESTI

RIDA® BioNexia Hb/Hp-Complex

- Menetelmä soveltuu paksusuolisyövän ja suurten adenoomien varhaiseen diagnosointiin
- Kvalitatiivinen määrittely humaanin hemoglobiini/hemoglobiini-haptoglobiini-kompleksille
- Ei vaadi testiä edeltävää dieettiä

GN3103, 20 pikatestiä
Mediqin tuotenumero:

1500201



LISÄTIETOJA

Niina Votkin, tuotepäällikkö
puh. 010 429 3474, niina.votkin@mediq.fi

MAST-antibiootti- herkkyyskiekot

- CLSI-standardin mukaiset
- Paperisen kiekon Ø 6 mm
- Erittäin laaja antibiootti- ja herkkyysvalikoima
- Pakkauskoot 5 x 50 tai 100 kpl

Tuotevalikoimassa muun muassa:

- Cefpodoxime 10 ug CPD10C, 5 x 50 kpl
Mediqin tuotenumero 39288
- Metronidazole 5 ug MZ5C, 5 x 50 kpl
Mediqin tuotenumero 36677

MAST ESBL -yhdistelmäkiekot

ESBL:n varmistamiseen D52C, sisältää

- 1 x Ceftazidime 30
 - 1 x Ceftazidime 30/Clav.Acide 10
 - 1 x Cefotaxime 30
 - 1 x Cefotaxime 30/Clav.Acide 10
 - 1 x Cefpodoxime 30
 - 1 x Cefpodoxime 30/Clav.Acide 10
- Mediqin tuotenumero 62036

MAST-KIEKKOJEN ANNOSTELUUN

6-paikkanen kiekkoannostelija Discmaster 2



LISÄTIETOJA

Niina Votkin, tuotepäällikkö
puh. 010 429 3474, niina.votkin@mediq.fi

HemoCue® WBC

UUSI VIERIMITTAUSJÄRJESTELMÄ VEREN VALKOSOLUJEN MÄÄRÄN LASKEMISEEN

HemoCue WBC on aivan uusi ja ainutlaatuinen järjestelmä, joka määrittää valkosolujen kokonaismäärän vieritestimitauksena. Helppokäyttöinen järjestelmä perustuu HemoCuen tunnettuun ja luotettavaan kyvettiteknologiaan. Laboratorio-tasoinen tulos saadaan kolmessa minuutissa ja siksi järjestelmä sopii hyvin käytettäväksi vieritestimitauksiin sekä terveysasemilla että sairaaloissa.

Parantaa potilaan hoitoa

- Osoittaa nopeasti tulehduksen

Optimoi antibioottien käyttöä

- Vähentää antibioottien liiallista määräämistä

Helppokäyttöinen

- Uudelleenkalibrointia tai laitteen säätöä ei tarvita
- Kertakäyttöiset kyvetit ja vähäinen altistuminen verelle
- Voidaan käyttää kapillaari- tai venaverta

LISÄTIETOJA

Niina Votkin, tuotepäällikkö

puh. 010 429 3474, niina.votkin@mediq.fi



HemoCue® Glucose 201 RT



HemoCue Glucose 201 RT on ammattikäyttöön tarkoitettu glukoosijärjestelmä diabetes mellituksen diagnosointiin, seurantaan ja monitorointiin. Analysaattorin käyttö on helppoa ja saat tulokset kolmen helpon vaiheen avulla. HemoCuen ainutlaatuinen kyvettiteknologia takaa, että menetelmän avulla saadaan luotettavat ja tarkat glukoositulokset ilman kyvettierien välisiä vaihtelua. Helppokäyttöinen järjestelmä ei vaadi laboratoriotason koulutusta, ja se sopii hyvin käytettäväksi sairaaloissa ja perusterveydenhuollossa.

Uutuutena myös HemoCue Glucose 201 DM RT -laite, joka voidaan liittää laboratorion tietojärjestelmään.

LISÄTIETOJA

Niina Votkin, tuotepäällikkö

puh. 010 429 3474, niina.votkin@mediq.fi



GlucosePro

GLUKOOSIJUOMA SOKERIRASITUSTESTEIHIN

UUTUUS

GlucosePro on sokerirasitustestissä käytettävä glukoosijuoma, joka sisältää 75 g glukoosia. GlucosePro on volyymitään vain 250 ml eli juotavaa on vähemmän suhteessa aiempiin testijuomiin. Tuote ei sisällä hiilihappoa ja on maultaan miedon vadelmamehun makuinen.

- Heti valmis glukoosijuoma
- Helppo nauttia
- Säilyy avaamattomana huoneenlämmössä 18 kk valmistuksesta
- Vähän jätettä, helppo hävittää

1230366, GlucosePro Glukoosijuoma, 1 kpl

1230420, GlucosePro Glukoosijuoma, 20 kpl

LISÄTIETOJA

Heikki Hirvasniemi, tuotepäällikkö.
puh. 010 429 4931, heikki.hirvasniemi@mediq.fi



Reagenan valmiit värjäysreagenssit

- MAY-GRÜNWARD-GIEMSA
 - GRAM-VÄRJÄYKSET
 - REASTAIN QUICK-DIFF
 - HEMATOXYLIN-EOSIN
 - REASTAIN URINE
 - WEIGERT VAN GIESON
- Reagenan valmiit formaliiini- ja PEG-etanolipurkit

LISÄTIETOJA

Kirsti Tammenmaa, aluepäällikkö
puh 010 429 1017, kirsti.tammenmaa@mediq.fi



PIPETBOY Pro -pipettori

LED-valon avulla lisää työskentelytarkkuutta ja ergonomiaa säästämällä silmiä.

- Steriilisuodatin estää pipetin kontaminoitumisen ja suojaa pipetoitavaa liuosta
- Ladattava ja varustettu verkkojohdolla, kiinnitys ruuvilla seinätelineeseen

VALITSE OMA VÄRISI:

Väri	Valmistajan tuotenro	Mediqin tuotenro
White	156400	1230313
Pink	156401	1230314
Green	156402	1230315
Orange	156403	1230316
Blue	156404	1230317



Tarjoushinta **300 €**

LISÄTIETOJA

Kirsti Tammenmaa, aluepäällikkö
puh 010 429 1017, kirsti.tammenmaa@mediq.fi



TURVALLISTA TULTA FIREBOY plus

Mikrobiologian tai soluviljelylaboratorioihin tai lääkärin vastaanottoon spiriilampun tilalle. Turvallinen FIREBOY plus täyttää tämän päivän turvastandardit.

- Ylikuumentamis-turvakytkin, liekki sammuu kaasuventtiili sulkeutuu, liekitysaika säädettävissä ajastuksella
- Ulkokuori kromattua terästä, helppo pitää puhtana
- Sensorisyytys - kädenheilautus laitteen edessä sytyttää liekin
- Kun valitset kaasupatruunan, voit liekittää missä vain, koska laite on varustettu ladattavalla paristolla
- Laboratoriossa käyttö virtalähteen kanssa, liitännät propaani/ butaani/kaupunkikaasu/nestekaasu

Kaasupatruunakäyttöön lisävarustus:

1230325 kaasupatruuna 6 kpl **67,50 €**

1230300 adapteri kaasupatruunalle edellisessä **120 €**

LISÄTIETOJA

Kirsti Tammenmaa, aluepäällikkö
puh 010 429 1017, kirsti.tammenmaa@mediq.fi



1230099
FIREBOY PLUS

520 €

Hinnat alv. 0 %.

Tarjoukset voimassa 31.12.2010 asti.

www.integra-biosciences.com

INTEGRA

Dose-it 910

OHJELMOITAVA PERISTALTTINEN PUMPPU

Ohjelmoinnin ja käytön helppous tekevät uudesta Dose-it-pumpusta ihanteellisen laitteen monenlaisten nesteiden annosteluun.

Laitteen annostelunopeus ja -määrät saadaan säädettyä hyvin laajalle alueelle ilman että tarkkuus kärsii. Soveltuvat letkukoot ovat sisähalkaisijaltaan 1-8 mm. Laite vie vähän tilaa ja on kevyt, joten se on helposti siirrettävissä sinne, missä pumppua tarvitaan. Laite on myös helppo pitää puhtaana.

Mitat: (K x L x S): 203 x 210 x 191 mm

Paino: 3,5 kg

Virtausnopeus: 0,6 ml/min - 5 l/min

Annoskoko: 0,1-9999 ml



LISÄTIETOJA

Kirsti Tammenmaa, aluepäällikkö

puh 010 429 1017, kirsti.tammenmaa@mediq.fi

Mediajet & Mediaclave

PLUG'N'PLATE - 540 MALJAA VAIN NAPIN PAINALLUKSELLA

Ei ole helpompaa tapaa valmistaa elatusainemaljoja.

MEDIACLAVE - elatusaineen valmistus ja sterilointi

MEDIAJET - täysin automaattinen maljanvalu

LISÄTIETOJA

Mari Koskinen, tuotepäällikkö

puh 010 429 2220, mari.koskinen@mediq.fi



INTEGRA

Näytepurkit

UUTUUS

- Rautalankatelineet näytepurkkien kuljetukseen ja säilytykseen
- Ruostumatonta terästä
- Korkeamalliset ulostenäytepurkit sopivat hyvin telineeseen C-256 ja esim. 60 ml näytepurkit telineisiin I-250 ja I-240

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Telineen mitat p x l x k	Kuvaus
1230171	C-256	20,0 x 7,0 x 6,0 cm	Näytepurkin Ø 28 mm, 12 paikkaa
1230040	L-240	25,5 x 17,0 x 4,3 cm	Näytepurkin Ø 37 mm, 24 paikkaa
1230034	I-250	21,0 x 16,0 x 4,5 cm	Näytepurkin Ø 47 mm, 12 paikkaa
1230035	I-240	31,5 x 21,0 x 4,5 cm	Näytepurkin Ø 47 mm, 24 paikkaa

LISÄTIETOJA

Eija Luostarinen, tuotepäällikkö
puh 010 429 3225, eija.luostarinen@mediq.fi



Anaerobiastia

- Helppokäyttöinen anaerobiastia läpinäkyvästä polykarbonaatista
- Ilmatiivis kansi silikonitiivisteellä on kiinnitetty astiaan, joten kansi kulkee astian mukana. Sulkeminen tapahtuu nopeasti yhdellä lukolla
- 2,5 l astiaan sopii 12 kpl 9 cm petrimaljoja
- Mukana myös teline maljoille ruostumattomasta teräksestä

TUOTETIEDOT

- Mediqn tuotenro 1230257
- Valmistajan tuotenro H-616
- Mitat: 165 x 230 mm, halkaisija x korkeus

LISÄTIETOJA

Eija Luostarinen, tuotepäällikkö
puh 010 429 3225
eija.luostarinen@mediq.fi



Koeputkitelineet

HUIPPU-
HALVALLA!

8€_{/kpl}



- Materiaali asetaalihartsia
- Kestää 121 °C
- Koko 246 x 101 x 70 mm
- 90 paikkainen 6 x 15, reiän Ø 13 mm
- 60 paikkainen 5 x 12, reiän Ø 16 mm

Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Paikkaluku ja reiän halkaisija	Väri
1230439	LP189081	90 paikkaa, Ø 13 mm	Punainen
1230440	LP189082	90 paikkaa, Ø 13 mm	Valkoinen
1230441	LP189083	90 paikkaa, Ø 13 mm	Keltainen
1230442	LP189084	90 paikkaa, Ø 13 mm	Vihreä
1230443	LP189085	90 paikkaa, Ø 13 mm	Roosa
1230444	LP189086	90 paikkaa, Ø 13 mm	Sininen
1230433	LP188081	60 paikkaa, Ø 16 mm	Punainen
1230434	LP188082	60 paikkaa, Ø 16 mm	Valkoinen
1230435	LP188083	60 paikkaa, Ø 16 mm	Keltainen
1230436	LP188084	60 paikkaa, Ø 16 mm	Vihreä
1230437	LP188085	60 paikkaa, Ø 16 mm	Roosa
1230438	LP188086	60 paikkaa, Ø 16 mm	Sininen

Hinta alv. 0 %. Tarjous voimassa 31.12.2010 asti.

LISÄTIETOJA

Eija Luostarinen, tuotepäällikkö
puh 010 429 3225, eija.luostarinen@mediq.fi

Verkkokäyttöiset keinusekoittajat

VARI-MIX M48720

- Valkoinen sekoitustaso silikonikumia, koko 11,5 x 30,5 cm
- Sekoittajaan mahtuu 16 kpl Ø 13–20 mm:n putkia tai 8–10 kpl Ø 30 mm:n putkia
- Säädetty sekoitusnopeus 2–20 kierrosta minuutissa
- Säädetty sekoituskulma 1–48°
- Tuotenumero 59273

SPECI-MIX M71010

- Valkoinen sekoitustaso silikonikumia, koko 11,5 x 15 cm
- Sekoittajaan mahtuu 8 kpl Ø 13–20 mm:n putkia
- Sekoitusnopeus 18 kierrosta minuutissa
- Sekoituskulma 48°
- Tuotenumero 74952



LISÄTIETOJA

Eija Luostarinen, tuotepäällikkö
puh 010 429 3225, eija.luostarinen@mediq.fi



Turvalliseen ja luotettavaan verinäytteenottoon



Laboratoriomenetelmien automatisoituminen ja työturvallisuusmääräykset luovat yhä tiukempia vaatimuksia verinäytteenottovälineille. VENOSAFE™-verinäytteenottojärjestelmä on Terumon vastaus näihin vaatimuksiin.

VENOSAFE™ • VENOJECT® • QUICK FIT®
QUICK SAFE-TE • SURSHIELD™ • TERUSAFE®



TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 010 429 2090
Faksi 010 429 2047, asiakaspalvelu@mediq.fi, www.mediq.fi

Huom!
Uusi osoitteemme:

Luomanportti 3, 02200 Espoo
PL 115, 02201 Espoo