



Laboratorio- laitteet

2011





MEDIQ your choice in healthcare delivery

www.mediq.fi

Sisältö

- 3** Pienlaitteet
- 4** Pienlaitteet
- 5** Hettich Rotanta 460 RF -sentrifugi
Sartorius Stedim -vakuumpumput
ja -suodatusvälineet
Radiometer Analytical -mittarit
- 6** Olympus-mikroskoopit
- 7** Dose-it-pumppu, Mediajet & Mediaclave
- 8** Pipetboy acu ja Pipetboy pro
Flameboy, Fireboy plus, Fireboy eco
- 9** Vacusafe Comfort -vakuumijärjestelmä
CELLine-bioreaktori
- 10** Air Liquide -nestetyyppisäiliöt
Lancerin laboratoriopesukoneet
- 11** Laboklav-autoklaavit
NBS Taso- ja inkubaatorivestelijat
- 12** NBS Syväjäähäpakkastimet
NBS Galaxy CO₂-inkubaattorit
- 13** Termaks-kaapit
- 14** Microm-mikrotomit
Precisa-vaa'at
- 15** Düperthal-paloturvakaapit
Binder-kaapit
- 16** Chemometecin solulaskurit
ja -analysointilaitteet
YSI:n laitteet bio- ja
elintarvikeanalytiikkaan
- 17** TKA-vedenpuhdistuslaitteistot
Ibidin tuotteet biomikroskopiaan
Cleaver-elektroforeesilaitteet
- 18** LabPal™- ja LabXpert™-tarratulostimet
Lonzan luminometri ja solujen
transfektioilaitteet
- 19** Dionex-ionikromatografit ja uuttolaitteet
- 20** Olemme nyt Mediq Suomi Oy

Sekoittajat



LISÄTIETOJA

Eija Luostarinen, tuotepäällikkö
puh. 010 429 3225, eija.luostarinen@mediq.fi

Ravistelijat



LISÄTIETOJA

Eija Luostarinen, tuotepäällikkö
puh. 010 429 3225, eija.luostarinen@mediq.fi

Digitaaliset kuivahauteet



LISÄTIETOJA

Eija Luostarinen, tuotepäällikkö
puh. 010 429 3225, eija.luostarinen@mediq.fi

Magneetti- sekoittajat ja lämpölevyt



LISÄTIETOJA

Eija Luostarinen, tuotepäällikkö
puh. 010 429 3225, eija.luostarinen@mediq.fi

Julabon vesi- ja kylmähauteet



LISÄTIETOJA

Eija Luostarinen, tuotepäällikkö
puh. 010 429 3225, eija.luostarinen@mediq.fi

VacSafe™ - imupumppu

VALUTATKO VETTÄ TURHAAN?

Helppokäyttöinen ja siirrettävä VacSafe™-imupumppu sopii mm. suodatukseen, geelien kuivaukseen ja vakuumikonsentroiintiin.

Mediqin
tuotenumero
15200



LISÄTIETOJA

Eija Luostarinen, tuotepäällikkö
puh. 010 429 3225, eija.luostarinen@mediq.fi

Spectrafuge™ minisentrifugi C1301-B

PIKKUAPURI LABORATORIOOSI

LISÄTIETOJA

Eija Luostarinen
tuotepäällikkö
puh. 010 429 3225
eija.luostarinen@mediq.fi



Hettich Mikro 200 -sentrifugit

Hettichin Mikro 200 ja 200R -mikrosentrifugit ovat nopeimpia ja hiljaisimpia sentrifugeja luokassaan. Maksiminopeus 14 000 min⁻¹ ja 18 626 x g. Mikro 200R jäähtyy myös nopeasti, +4 °C "Fast Cool" toiminnolla 10-15 min.



LISÄTIETOJA

Maijastiina Karpala, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2929, maijastiina.karpala@mediq.fi

Hettich ROTANTA 460 RF -lattiamalli

Rotanta 460/460 R -pöytäseentrifugien ja pöydän alle laitettavan Rotanta 460 RC -seentrifugin rinnalle on tullut uusi Rotanta 460 RF lattiamallinen jäähdyttävä seentrifugi. Näihin tehokkaisiin ja suuren kapasiteetin omaaviin seentrifugeihin on tarjolla paljon erilaisia sovitteita sekä myös aerosolitiiviit ja autoklavoitavat varusteet.

KAPASITEETTIESIMERKKEJÄ SWING-OUT PYÖRIJÄLLÄ:

- 4 x 750 ml seentrifugipulloa
- 24 kuoppalevyä
- 120 x 5 ml verinäyteputkea

LISÄTIETOJA

Maijastiina Karpala, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2929, maijastiina.karpala@mediq.fi



SARTORIUS STEDIM

Vakuumpumput ja suodatusvälineet



LISÄTIETOJA

Kirsti Tammenmaa, aluepäällikkö
puh. 010 429 1017, kirsti.tammenmaa@mediq.fi

RADIOMETER ANALYTICAL

pH-, johtokyky- ja ionimittarit

MEILTÄ SAAT MITTARIT SEKÄ RUTIINI-KÄYTTÖÖN ETTÄ VAATIVIINKIN MITTAUKSIIN.



Tarjolla on myös laaja valikoima elektrodeja ja johtokykykennoja moniin eri sovelluksiin sekä sertifioitua puskuriliuokset ja johtokykystandardit.

LISÄTIETOJA

Kirsti Tammenmaa, aluepäällikkö
puh. 010 429 1017, kirsti.tammenmaa@mediq.fi



OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Olympus- mikroskoopit

KAIKKI VALOMIKROSKOPIAAN LIITTYVÄT TUOTTEET; MIKROSKOOPIT, KAMERAT JA OHJELMISTOT RUTIINIKÄYTÖSTÄ AINA KONFOKAALIMIKROSKOOPPEIHIN. MYÖS MATERIAALITUTKIMUKSEEN TARKOITETUT MIKROSKOOPIT KUULUVAT VALIKOIMIIMME.

LISÄTIETOJA

Hannu Saarinen, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2524, hannu.saarinen@mediq.fi

Dose-it 910

OHJELMOITAVA PERISTALTTINEN PUMPPU

Ohjelmoinnin ja käytön helppous tekevät uudesta Dose-it-pumpusta ihanteellisen laitteen monenlaisten nesteiden annosteluun.

Laitteen annostelunopeus ja -määrät saadaan säädettyä hyvin laajalle alueelle ilman että tarkkuus kärsii. Soveltuvat letkukoot ovat sisähalkaisijaltaan 1-8 mm. Laite vie vähän tilaa ja on kevyt, joten se on helposti siirrettävissä sinne, missä pumppua tarvitaan. Laite on myös helppo pitää puhtaana.

Mitat: (K x L x S): 203 x 210 x 191 mm

Paino: 3,5 kg

Virtausnopeus: 0,6 ml/min - 5 l/min

Annoskoko: 0,1- 9999 ml

LISÄTIETOJA

Kirsti Tammenmaa, aluepäällikkö

puh. 010 429 1017, kirsti.tammenmaa@mediq.fi



INTEGRA

Mediajet & Mediaclave

PLUG'N'PLATE - 540 MALJAA VAIN NAPIN PAINALLUKSELLE

Nopea, luotettava ja varma tapa valmistaa elatusainemaljoja.

MEDIACLAVE - mahdollistaa 1-30 L elatusaineen valmistamisen sekä nopean ja tasaisen steriloinnin.

MEDIAJET - täysin automaattinen maljanvalu isolla kapasiteetilla ja vaatii vain pienen tilan.

LISÄTIETOJA

Kirsti Tammenmaa, aluepäällikkö

puh. 010 429 1017, kirsti.tammenmaa@mediq.fi



INTEGRA

NESTEANNOSTELUUN
ERGONOMISESTI JA TARKASTI

PIPETBOY acu



- Kevyt ja luotettava pipetoija
- Yhteensopiva kaikkien serologisten pipettien kanssa

PIPETBOY pro

LED-valon avulla lisää työskentelytarkkuutta ja ergonomiaa säästämällä silmiä.



LISÄTIETOJA

Kirsti Tammenmaa, aluepäällikkö
puh. 010 429 1017, kirsti.tammenmaa@mediq.fi

INTEGRA

LIIKKUVAAN LIEKITYKSEEN
- TURVALLISTA TULTA

FLAME-BOY



FIREBOY plus

- Siirrettävä bunsenpoltin, joka voidaan yhdistää kaasulinjastoon tai käyttää erillisellä kaasupatruunalla
- Kolme eri sytytystapaa: liikesensorin avulla, jalkapolkimella tai suoraan laitteesta
- Useita turvallisuutta parantavia ominaisuuksia: ylikuumentumissuoja, automaattinen virrankatkaisu, säädettävä liekin palamis aika ym.



FIREBOY eco

- Liekin sytytys jalkapolkimella (sisältyy pakkaukseen)
- Voidaan yhdistää kaasulinjastoon tai käyttää erillisellä kaasupatruunalla



LISÄTIETOJA

Kirsti Tammenmaa, aluepäällikkö
puh. 010 429 1017, kirsti.tammenmaa@mediq.fi

INTEGRA

Vacusafe Comfort -vakuumijärjestelmä



LISÄTIETOJA

Kirsti Tammenmaa, aluepäällikkö
puh. 010 429 1017, kirsti.tammenmaa@mediq.fi

SOLUVILJELYTÖIHIN - HILJAINEN VAKUUMILÄHDE LABORATORIOON

Vacusafe Comfort on monipuolinen vakuumijärjestelmä, jota voit käyttää suodatuksessa, poistaa hellästi supernatantit eppendorf-putkista tai 96/24-kuoppalevyiltä ja jätteet soluviljelymaljalta tai soluviljelypulloista. Hiljainen vakuumilähde, laitteen ääni alle 65 dB(A).

VACUSAFE COMFORT, 3 L MUOVIPÄÄLLYSTEINEN LASIPULLO

Kun haluat autoklavoida jätteet nopeasti. Korkit ja pikaliittimet (PVDF) kestävät autoklavoinnin. Pullossa pinnankorkeusautomaatiikka hälytyssignaalilla. Pullo ja letkuliitännät ovat tiiviit ja soveltuvat riskijätteiden, esim. tartuntavaarallisten jätteiden keräämiseen

VACUSAFE COMFORT, 4 L MUOVIPULLO

Materiaali polypropeenaa. Korkit ja pikaliittimet kestävät autoklavoinnin. Mukana pinnankorkeusautomaatiikka. Soveltuu riskijätteiden keräämiseen.

VACUSAFE COMFORT, 4 L MUOVIPULLO

Materiaali polypropeenaa. Perinteiset letkuliitännät (ei pikaliittimet, ei pinnankorkeuskontrollia).

INTEGRA

CELLine-bioreaktori

SUSPENSIO JA KIINNITTYVILLE SOLUILLE

- CELLSPIN-JÄRJESTELMÄT
- CELLROLL-JÄRJESTELMÄT

LISÄTIETOJA

Kirsti Tammenmaa, aluepäällikkö
puh. 010 429 1017, kirsti.tammenmaa@mediq.fi



AIR LIQUIDE

Nestetyyppi- säiliöt

Nestetyypin kuljetukseen ja säilytykseen, biologisten näytteiden kuljetukseen ja säilytykseen.



AGIL-sarjan säiliöt ovat pienikokoisia teräsastioita näytteiden jäädytykseen sekä lyhytaikaiseen kuljetukseen laboratoriossa. Käyttölämpötila on +200 - -200 °C ja tilavuudet 0,5-6 litraa.

TR-sarjan säiliöt ovat paineistamattomia alumiinistöitä nestetyypin kuljetukseen ja säilytykseen. Pienimpiin säiliöihin saa kaatokahvat ja isompiin pumppuja, joiden avulla annostelu on helppoa ja turvallista. Säiliöitä on seitsemää eri kokoa. Niiden tilavuudet ovat 7-100 litraa.

GT-sarjan nestetyyppisäiliöt on tarkoitettu pienten biologisten näytteiden, kuten olkien ja ampullien säilytykseen. Näytteet sijoitetaan kanistereihin, joita on säiliön koosta riippuen 3-10 kpl. Säiliömalleja on sekä pitkällä säilyvyysajalla että suurella kapasiteetilla. Tilavuudet ovat 2-40 litraa.

ARPEGE-sarjan säiliöt mahdollistavat biologisten näytteiden monipuolisen säilytyksen. Näytteet voivat olla olkia, putkia tai ampulleja säilytystelineissään. Useat lisävarusteet kuten lämpötilaseuranta, pinnankorkeusnäyttö sekä etähallinta parantavat säilytysolosuhteiden seuranta. Tilavuudet 40-172 litraa.

VOYAGEUR-sarjan säiliöt on tarkoitettu näytteiden turvalliseen kuljetukseen. Nestetyyppi imeytetään absorboivaan materiaaliin, jolloin läikkymisvaara on minimoitu kuljetuksen aikana. Säiliöiden tilavuudet 2-10 litraa.

LISÄTIETOJA

Kirsti Tammenmaa, aluepäällikkö
puh. 010 429 1017, kirsti.tammenmaa@mediq.fi

Lancerin laboratorio- pesukoneet

LABEXIA 910 LX JA 1300 LX

**HILJAISET JA TEHOKKAAT. MALLIT 810, 815 JA 820
SOPIVAT LABORATORIOPÖYTIEN ALLE**

Molemmissa malleissa on 42 vapaasti ja helposti ohjelmitavaa ohjelmapaikkaa, HEPA H13 (EN 1822) suodatettu kuivaus, jossa kuivausilma tulee myös pesusuuttimien kautta, sekä pesuaineille oma tila. Pesutila ja luukku ovat haponkestävää terästä ja muu rakenne ruostumatonta terästä.

LISÄTIETOJA

Kirsti Tammenmaa, aluepäällikkö
puh. 010 429 1017, kirsti.tammenmaa@mediq.fi



STERILTECHNIK

Laboklav- autoklaavit

- Laaja valikoima, kammioilavuudet 25-195 litraa
- Pöytä- ja lattiamallit
- Asennus joko pysty tai vaakatasoon
- Oven avaussuunta valittavissa
- Tilaa säästävä integroitu syöttövesisäiliö ja höyrykehitin
- Tehokas kammion jäähdytys (kaksoisvaippa rakenne)
- Tulosten dokumentointi
- Kestävät korkealuokkaiset materiaalit
- Täyttää normit DIN 58950, DIN 58951, IEC 61010-2-43 sekä EU:n paineestiadirektiivin 97/23/EU
- Valmistettu Saksassa

LISÄTIETOJA

Merja Castrén, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2212, merja.castren@mediq.fi



NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC

Taso- ja inkubaatoravistelijat



- Biologisten näytteiden ravisteluun
- Tehokkaat ja kestävät ravistelumeکانismit
- Pitimet koeputkille, Erlenmeyer-pulloille ja kuoppalevyille
- Laaja valikoima eri kokoisia tasoravisteliijoita
- Inkubaatoravistelijat on jaettu kahteen eri mallistoon:

Innova[®]-ravisteliijoissa on laaja lämpötilan säätöalue, jopa +80 °C asti. Tarkka ravistelu- ja lämpötilakontrolli varmistavat tehokkaat ja toistettavat ravisteluolosuhteet raskaimmillekin kuormille.

Exella[®]-ravistelijoiden lämpötila-alue ylittää + 60 °C:seen. Ravistelusta huolehtii tasapainoitettu UniCentric[™]-ravistelumeکانismi. Edullinen Exella-mallisto tarjoaa luotettavat ravistelijat biologisten näytteiden kasvatukseen.

LISÄTIETOJA

Merja Castrén, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2212, merja.castren@mediq.fi

NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC

Syvääjäpakaastimet

- Tehokkaat ja energiaa säästävät syväjäpakaastimet
- Lämpötilan säätö -86 °C:seen 1 °C välein
- Hiljaiset, hermeettisesti eristetyt kompressorit
- Valikoimassa sekä kaappi- että arkkupakaastimia

Kaikissa NBS-syvääjäpakaastimissa on monipuoliset akustiset ja visuaaliset hälytykset sekä liitännät ulkoiseen hälytysjärjestelmään. Valikoimassa on yhteensä kuusi kaappipakaastinmallia ja neljä arkkumallia. Lisävarusteina hiilidioksidi- tai nestetyyppi-varajärjestelmät sekä kiekkoپیurturi.

Innova[®]-pakaastimissa käytetään eristeenä Vacupor NTTM tyhjiöpaneelia. Ohuen huippueristeen etuna on 30 % suuremmat pakaastimen sisätilat. Pakaastimien sisätilavuudet ovat 100–760 litraa.

Premium[®]-pakaastimissa on eristeenä 130 mm:n polyuretaani. Edullinen mallisto tarjoaa neljä pitkäikäistä ja luotettavaa syväjäpakaastinta. Sisätilavuudet ovat 410–660 litraa.

LISÄTIETOJA

Merja Castrén, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2212, merja.castrén@mediq.fi



Galaxy

JUURI OIKEA CO₂-INKUBAATTORI SINUN LABORATORIOOSI

NBS Galaxy -inkubaattoreita on kahta eri mallia ja kolme eri kokoa. Kaikissa inkubaattoreissa on uniikki lämmitysjärjestelmä, joka takaa tasaisen lämmön eikä tuuletinta tarvita. Kaikissa malleissa on myös infrapuna (IR) CO₂-tunnistin.

GALAXY 170 R&S

Inkubaattorit tarjoavat ison kapasiteetin pienessä koossa. Ne ovat aseteltavissa pöydälle, pöydän alle tai pinottavissa päällekkäin. Tilavuus 170 litraa.

GALAXY 48 R&S

Inkubaattoreissa on integroitu lämmitetty ikkuna, joka mahdollistaa kasvatusten tarkkailun ilman lämpötilan vaihtelua. Tilavuus 48 litraa.

GALAXY 14 S

Tilavuus 14 litraa.

LISÄTIETOJA

Merja Castrén, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2212, merja.castrén@mediq.fi



POHJOISMAISTA LAATUA

Termaks-kaapit



Termaks-kaapit täyttävät EU:n lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin MDD (Medical Device Directive) 93/42/ETY määrittelemät vaatimukset.

LÄMPÖKAAPIT (TS 8000 -SARJA)

Soveltuvat erinomaisesti kuumailmasterilointiin, tuotteiden lämmittämiseen ja kuivaamiseen. Digitaalinen kontrolleri on selkeä ja helppokäyttöinen. Vakiona ajastin, säädettävä yllilämpösuoja ja 4-nopeuksinen puhallin. Lämpötila-alue: t* - +250 °C. Sisätilavuudet 24, 56, 136, 265 ja 430 litraa.

*) 8 °C ympäröivää lämpötilaa korkeampi lämpötila.

JÄÄHDYTTÄVÄT VILJELYKAAPIT (KB 8000 -SARJA)

Luotettava ja tarkka KB 8000 -sarja. Kaapeissa on tasainen ilmavaippalämmitys ja näytteiden turvallisen säilytyksen varmistavat automaattisesti säätävät ali- ja yllilämpötermostaatit. Erittäin helppokäyttöinen reaaliaikaohjelmointi (mm. viikonloppuohjelmointi) on saatavana lisäoptiona. Lämpötila-alue: -9,9 - +70 °C. Sisätilavuudet 182 tai 400 litraa.

OLOSUHDEKAAPIT (KB 8000 F JA FL -SARJA)

Termaksin entistäkin suorituskykyisemmät ja energiaa säästävämmät 8000-sarjan olosuhdekaapit ovat helppoja käyttää ja ohjelmoida. Reaaliaikainen ohjelmointi pystyy käsittelemään automaattisesti 20 eri lämpö-, valo- ja kosteusarvoa. Lisäksi valitut arvot voidaan säätää kohti uutta oletusarvoa halutulla muutosnopeudella. Lämpötila-alue: -2,0 - +70 °C. Sisätilavuus 400 litraa.

VILJELYKAAPIT (B 8000 -SARJA)

Viljelykaapit on suunniteltu erilaisten viljelmien kasvatukseen ja tuotteiden lämmittämiseen. Lämpötilan hälytysrajat voi säätää digitaalisesti. Vakiona ajastin, säädettävä yllilämpösuoja ja 4-nopeuksinen puhallin. Lämpötila-alue: t* - +70 °C. Sisätilavuudet 23, 54, 133, 260 ja 420 litraa.

*) 5 °C ympäröivää lämpötilaa korkeampi lämpötila.

LISÄTIETOJA

Merja Castrén, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2212, merja.castren@mediq.fi

Microm

TARJOAA ERGONOMISIA RATKAISUJA PATOLOGIAN
JA HISTOLOGIAN NÄYTTEENKÄSITTELYYN



Oikein suunniteltu laite nopeuttaa ja helpottaa työntekoa, vähentää tilantarvetta ja parantaa työturvallisuutta. Näissä asioissa Microm on aina ollut edelläkävijä.

LISÄTIETOJA

Olli Aho, tuotepäällikkö
puh. 010 429 3372, olli.aho@mediq.fi

- Mikrotomit
- Jääleikemikrotomit
- Peitinlasiautomaatti
- Parafiinivaluasema
- Pienlaitteet
- Tarvikkeet

Thermo
SCIENTIFIC



Laadukkaat Precisa-vaa'at

LISÄTIETOJA

Olli Aho, tuotepäällikkö
puh. 010 429 3372, olli.aho@mediq.fi

Precisa
The Balance of Quality

Düperthal- paloturva- kaapit

**TYÖTURVALLISUUTTA
ILMAN KOMPROMISSEJA**



Herkästi syttyvien ja palavien nesteiden ja kemikaalien säilytykseen työtiloissa.

- Turvakaappien paloluokka 90 min
- Täyttää standardin DIN EN 14470-1
- Yksi- ja kaksioviset sekä tilaa säästävät taitto-ovelliset mallit
- Myös työpöydän alle sopivia kaappimalleja
- Useita hyllyratkaisuja
- Kestävät, korkealuokkaiset materiaalit

LISÄTIETOJA

Merja Castrén, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2212, merja.castrén@mediq.fi

Avaa ovi Binder- maailmaan!

**LÖYDÄ VAIHTOEHTOSI
MONIPUOLISESTA VALIKOIMASTA**



Lämpö-, viljely- ja jäädyttävät viljelykaapit sopivat tuotteiden kuivaukseen, sterilointiin, sekä inkubointiin ja lämmitykseen.

ED-lämpökaapeissa luonnollinen ilmankierto, lämpötila-alue: t* - +300 °C

FD- ja FED-lämpökaapeissa tuuletin, lämpötila-alue: t* - +300 °C

BD-viljelykaapeissa luonnollinen ilmankierto, lämpötila-alue: t* - +100 °C

BF-viljelykaapeissa tuuletin, lämpötila-alue: t* - +100 °C

KB-jäädyttävät viljelykaapit, lämpötila-alue: -9,9 - +100 °C
Jäädyttävissä viljelykaapeissa on patentoitu DTC-jäähdytysmekanismi, joka takaa kammion korkean kosteusarvon ja siten estää näytteiden kuivumisen.

*) 5 °C ympäröivää lämpötilaa korkeampi lämpötila.

LISÄTIETOJA

Merja Castrén, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2212, merja.castrén@mediq.fi

Chemometecin solu- laskurit ja -analysaattorit

Sovellusalueita mm. apoptoosi, solusykli, transfektiotehokkuus, viabiliteetti ja solulaskenta.

NC-3000™-SOLUANALYSAATTORI

NC-3000 on fluoresenssimikroskopiaan perustuva soluanalyysaattori, jolla analysoit niin nisäkäs-, hiiva-, hyönteis- kuin kalojenkin solut.

LISÄTIETOJA

- Merja Castrén, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2212, merja.castrén@mediq.fi
- www.chemometec.com



YSI:n moni- puoliset laitteet

BIO- JA ELINTARVIKE- ANALYTIKKAAN

- Moniparametrianalyysaattorit bioanalytiikkaan: glukoosi, laktaatti, glutamaatti, glutamiini, NH₄⁺, K⁺ ja paljon muuta.
- Laitteet myös veren glukoosin ja laktaatin mittaukseen.

LISÄTIETOJA

- Merja Castrén, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2212, merja.castrén@mediq.fi
- www.ysilifesciences.com

TKA-vedenpuhdistuslaitteistot




TEHOKKAAT VEDENPUHDISTUSLAITTEISTOT 1-, 2- JA 3-LUOKAN VEDEN VALMISTUKSEEN.

Monipuolisten puhdistusmenetelmien ansiosta syöttövedeksi kelpaa vesijohtoverkoston raakavesi. Puhdistettu vesi täyttää standardien ASTM, ISO 3696 ja NCCLS puhtausluokka 1 vaatimukset. Laitteistot sisältävät esi- ja jälkipuhdistusyksiköt sekä puskurisäiliön esipuhdistetulle käänteisosmoosivedelle. Ultrapuhtaan veden annostelunopeus on mallista riippuen jopa 2,0 litraa/min. Laitteistot mahdollistavat myös ennalta määritetyn automaattisen veden annostelun. Edulliset puhdistuspatruunat ja suodattimet ovat helppoja vaihtaa.

LISÄTIETOJA

Veijo Porkka, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2785, veijo.porkka@mediq.fi

Ibidin ratkaisut bio- mikroskopiaan




- Inkubaattorit, pumput ja lämmityslaitteet
- Lisäksi paljon erilaisia mikroskopointikammioita ja -maljoja

LISÄTIETOJA

- Merja Castrén, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2212, merja.castrén@mediq.fi
- www.ibidi.com

Elektroforeesi- laitteet ja tarvikkeet

CLEAVER SCIENTIFIC LTD



- Horisontaaliset, vertikaaliset ja blottauslaitteet
- Geelin kuvantamislaitteet, virtalähteet, säteilysuojat ja erilaiset reagenssit

LISÄTIETOJA

- Mari Koskinen, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2220, mari.koskinen@mediq.fi
- www.cleaverscientific.com

BRADYN TARRATULOSTIMET

LabPal™ ja LabXpert™



- Laajin valikoima erikokoisia tarroja erilaisiin laboratorio-olosuhteisiin
- LabXpertiin saatavana myös Label-Mark-tietokoneohjelmisto
- Kysy myös muita tulostinvaihtoehtoja

LISÄTIETOJA

- Merja Castrén, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2212, merja.castrén@mediq.fi
- www.en.bradyeurope.com



LONZAN

Lucetta -luminometri



- Yksittäisen näytteen bio- tai kemiluminesenssin mittaukseen
- Sopii hyvin Lonzan MycoAlert-mykoplasmakittille

LISÄTIETOJA

- Mari Koskinen, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2220, mari.koskinen@mediq.fi
- www.lonza.com

LONZAN

Amaxa® Nucleofector®

- SOLUJEN TRANSFEKTIOLAITTEET



- Erilaisia laitteita yksinkertaisesta yhden kyvetin laitteesta 384-kuoppalevyn laitteisiin
- Myös adherenteille soluille

LISÄTIETOJA

- Mari Koskinen, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2220, mari.koskinen@mediq.fi
- www.lonza.com

Dionex- ionikromatografit

Esim. maailman ensimmäinen kapillaari-ionikromatografi ICS-5000 varustettuna automaattisella eluainvalmistuksella mahdollistaa ennennäkemättömän herkät ja nopeat määrytykset.

Laite soveltuu sekä perinteisen että kapillaarimitta-kaavan kolonneille. Kapillaari-IC-ajoissa noin viisi litraa eluainia riittää kokonaisen vuoden keskeytymättömiin ajoihin.

LISÄTIETOJA

Veijo Porkka, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2785
veijo.porkka@mediq.fi



Dionex- uuttolaitteet

ASE 150 JA ASE 350 -NOPEUTETUT LIUOTIN- UUTTOLAITTEET

- SOVELTUVAT MYÖS SYÖVYTTÄVILLE MATRIISEILLE

LISÄTIETOJA

Veijo Porkka, tuotepäällikkö
puh. 010 429 2785, veijo.porkka@mediq.fi





Olemme nyt Mediq Suomi Oy

Palvelemme laboratorioalan ja terveydenhuollon ammattilaisia. Suomessa meitä on 200 auttamassa asiakkaitamme tuottamaan terveyttä ja tutkimustuloksia kustannustehokkaasti.

Tuotevalikoimaamme kuuluvat laitteet, tarvikkeet ja palvelut terveydenhuollon ammattilaisille ja laboratorioihin.

Tuotenimikkeitä on noin 20 000

TUOTERYHMÄT:

- Laboratoriolaitteet ja -tarvikkeet
- Erikoissairaanhoidon laitteet ja tarvikkeet
- Hoitotarvikkeet ja apuvälineet
- Kuvantamisen laitteet ja tarvikkeet

Edustamme useita kansainvälisesti tunnettuja valmistajia. Myymme myös omien Medola[®]-, Klinion[®]-, Absorin[®]- ja Curion[®]-tuoteperheidemme tuotteita.

PALVELUT:

Kattavaa asiakaspalvelua

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8-16 ja verkkokaupamme on avoinna 24/7. Aluemyyntipalvelumme palvelee koko Suomen perusterveydenhuollon yksiköitä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla edustaen koko laajaa tuotevalikoimaamme.

Tuotteiden käyttökoulutuspalvelua

Asiantuntijamme eri erikoisaloilta kouluttavat terveydenhuollon ja laboratorioiden henkilökuntaa tuoden mukanaan uudet menetelmät ja välineet, laitteet sekä tarvikkeet maailmalta.

Teknistä palvelua

Sertifioitu tekninen palvelumme asentaa, huoltaa, korjaa ja kalibroi terveydenhuollon ja laboratorioiden laitteita. Meiltä saa myös varaosia myymiimme laitteisiin. Lisäksi tarjoamme tilasuunnittelua.

Kokonaispalvelua

AITTA[™]-palvelu auttaa tuotevalikoiman hallinnassa ja terveydenhuoltotuotteiden logistiikassa: otamme harteillemme terveydenhuollon palveluntarjoajan hoitotarvikeketjun hallinnan. Asiakkaamme voi keskittyä omaan tehtäväänsä ja luottaa siihen, että lähivarastossa ovat käytettävissä aina toimintaan soveltuvimmat, yhteisesti sovitut tuotteet ja tarvikkeet silloin, kun niitä tarvitaan.

Logistiikkapalvelua

Tarjoamme tavarantoimittajille ammattimaisen kanavan markkinoille.

www.mediq.fi



MEDIQ-KONSERNI

Mediq on kansainvälinen lääkkeiden, terveydenhuollon tarvikkeiden ja laitteiden sekä niihin liittyvien palveluiden tarjoaja ja markkinajohtaja Pohjois-Euroopassa.

Mediq toimittaa terveydenhuollon tuotteita kotijakeluna suoraan asiakkaille (Mediq Direct), sairaaloihin, hoitolaitoksiin ja muille terveydenhuollon palveluntarjoajille (Mediq Institutional) sekä Mediq-apteekkien kautta.

Vuonna 1899 perustetun Mediqin pääkonttori sijaitsee Hollannin Utrechtissa ja sen palveluksessa on noin 8200 henkilöä.

Mediq on listattu Euronext Amsterdam -pörsissä vuodesta 1992. Raportoitu liikevaihto vuonna 2009 oli 2,6 miljardia euroa.

Katso lisää: www.mediq.com

TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 010 429 2090
Faksi 010 429 2047, asiakaspalvelu@mediq.fi, www.mediq.fi

Huom!
Uusi osoitteemme:
Luomanportti 3, 02200 Espoo
PL 115, 02201 Espoo