

Arctikon laboratoriojääkaappien ja -pakastimien uutuusmallit

 MEDIQ

Nyt
kampanjahintaan
Mediqiltä!



Arctikon uuden Flexa-mallisarjan laitteissa on säädettävä hyllyväli, tasainen säilytyslämpötila ja selkeä näyttö lämpötilalle. Vakiovarustukseen kuuluu mm. visuaaliset ja akustiset hälytykset sekä liitanta etähälytykseen Mallisarjassa on kahdenkokoisia laitteita: matalammat mahduttavat esim. työtason alle ja korkeammat ovat vapaasti seisovia. Jääkaapit on saatavissa umpioiven lisäksi myös lasioivella varustettuna. Flexa-sarjassa käytetään luonnollisia, hyvin matalan GWP-arvon omaavia kylmäaineita R290 tai R600a.

	Pakastimet umpioivella		Jääkaapit umpioivella		Jääkaapit lasioivella	
Mallinimi	LFE 110	LFE 360	LRE 120	LRE 440	PRE 120	PRE 440
Tuotenumero	DAI 6005	DAI 6000	DAI 6020	DAI 6025	DAI 6040	DAI 6045
Lämpötila-alue (°C)	-15 - -25	-15 - -25	+2 - +10	+2 - +12	+2 - +11	+2 - +13
Sisätilavuus (litraa)	107	365	117	437	117	437
Ulkomitat (L x S x K, mm)	600 x 600 x 835	600 x 700 x 1865	600 x 600 x 835	600 x 700 x 1865	600 x 600 x 835	600 x 700 x 1865
LED-valaistus	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Puhallinjäähdytys	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Oven kätisyys vaihdettavissa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukko	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

KYSY KAMPANJAHINNAT TUOTEPÄÄLLIKÖLTÄ!

LISÄTIETOJA

- Markus Haggrén, tuotepäällikkö, puh. 020 112 1813
- Mediqin asiakaspalvelu, puh. 020 112 1510

*Kampanjahinnat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.
Toimituskulut 18,50 € (alv. 0 %)/tilaus lisätään hintaan.*

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

ARCTIKO 
true cooling specialists