

GSI 18™ -seulonta-audiometri



NYT
KAMPANJA-
HINTAAN
1295 €
(alv. 0 %)



GSI 18 on helposti siirreltävässä oleva manuaalinen seulonta-audiometri. Se soveltuu käytettäväksi kaikkialla, missä kuulon seulontatutkimuksia tehdään, kuten kouluterveydenhuollossa, terveysasemilla ja työterveydenhuollossa. GSI 18 on käyttäjäystävällinen, helppo ja selkeä.

OMINAISUUDET

- 11 vakiotaajuutta välillä 125...8000 Hz
- Äänenpainetasot -10...90 dB, taajuudesta riippuen, 5 dB portain
- Äänenpainetason lisäys +10 dB erillisellä painikkeella
- Pulsoitu, moduloitu ja jatkuva ääni
- Laitteen koko 32 x 22,3 x 8 cm, paino 1,2 kg
- Toimii 5 x AA-paristoilla ja/tai verkkovirtalaitteella

VAKIOVARUSTEET

- DD45-kuulokkeet HB7-pannalla (10 Ω)
- Vastauspainike
- Audiogrammikaavakkeet (1 vihko - 50 kpl)
- Pikaopas
- Suomenkielinen käyttöohje
- Kanto/säilytyslaukku, johon kaikki tarvikkeet mahtuvat, paino tällöin n. 2,9 kg
- Lisävarusteena: inserttikuulokkeet 3A



Mediqin tuotenumero 1501199

Kampanjahinta voimassa 31.8.2020 asti.

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

